


To: (10)(2e) (10)(2e) [redacted]@minvws.nl  
From: (10)(2e) [redacted]  
Sent: Fri 3/20/2020 1:21:35 PM  
Subject: Re: 300 beademingstoestellen

Hi [redacted]  
Zie hierna. Het is voor volwassenen EN kinderen EN neonaten.



# S1100 ICU Ventilator

## Application

The ventilator makes a good performance in operation room, ICU department and emergency treatment. It used to assist or replace the spontaneous breathing for adult pediatric and neonatal more than 2kg. 25 years experience in Market-oriented ventilator make us professional and reliable, satisfying all your needs in ventilation. Due to the flexible configuration, good quality and competitive price, S1100 has soon become the superstar of market

## Feature

- 12.1" TFT screen displays the ventilation parameters, alarm information, and oscillograms, make every operation more easily.
- Multiple ventilation mode can meet different clinical requirements. ( IPPV, A/C, PCV, SIMV, PSV, SPONT/CPAP, SIGH, MANUAL)
- 3 oscillograms for your choice, 2 of them can be displayed on the screen at the same time.
- Humidifier can heat and wet breathing gas, makes it comfortable for patient to breathe.
- Rapid oxygen supply, automatically offer high flow rate oxygen within two minutes
- High temperature resistance breathing circuit is reusable and anti-pollution.

## Safety

- 14 types of sound and visual alarm information, easier for users to do some error checking and troubleshooting.
- Built-in oxygen concentration sensor, ensure stable precision of oxygen concentration.
- Easy to move with four casters, easy to stop with two brakes.
- Separate design of electronic circuit and gas flow rate keep safe running of ventilator.
- Compact long life internal battery can provide emergency power, avoid risk of patient.
- Self-check before operation, eliminate system mistake.

## Technical specification

Ventilation mode	Alarm and protection
IPPV, A/C, PCV, SIMV, SPONT/CPAP, PSV, SIGH, MANU	The AC power failure alarm Power failure or no connection Internal backup battery low voltage alarm $\leq 11.3 \pm 0.3$ V
Ventilator parameter	Working condition
Tidal volume (Vt) 0 ~ 2000 mL	Gas source O <sub>2</sub> , Air
Frequency (Freq) 1 min ~ 100 min	Pressure 280 kPa - 600 kPa
Oxygen concentration 21 % ~ 100 %	Voltage 220 V $\pm$ 22 V
IE 4 : 1 ~ 1 : 8	Power frequency 50 Hz $\pm$ 1 Hz
PEEP 0 cmH <sub>2</sub> O ~ 40 cmH <sub>2</sub> O	Input power 900 VA (With air compressor) 250 VA (Without air compressor)
Pressure limit 20 cmH <sub>2</sub> O ~ 100 cmH <sub>2</sub> O	
Pressure triggering sensitivity (Pr) -20 cmH <sub>2</sub> O ~ 0 cmH <sub>2</sub> O (based on PEEP)	Oscillogram
Flow triggering sensitivity (Ftr) 0.5 cmH <sub>2</sub> O ~ 30 cmH <sub>2</sub> O	P-T (Pressure-Time)
SIGH 0 (off) 1/100 ~ 5/100	F-T (Flow-Time)
Apnea ventilation OFF, 5 s ~ 60 s	P-V Loop (Pressure-Volume Loop)
Monitoring parameter	
Frequency (Freq) 0/min ~ 100/min	
Tidal volume (Vt) 0 mL ~ 2500 mL	
MV 0 L/min ~ 99 L/min	
Airway pressure 0 cmH <sub>2</sub> O ~ 100 cmH <sub>2</sub> O	
Dynamic lung compliance monitoring 1 mL/cmH <sub>2</sub> O ~ 1000 mL/cmH <sub>2</sub> O	
Oxygen concentration 15 % ~ 100 %	
Packing size	
Main engine: L 560 * W 560 * H 605 mm	
G.W. : 35 KG, N.W. : 17 KG	
Air compressor: L 683 * W 687 * H 1140 mm	
G.W. : 100 KG, N.W. : 65 KG	

Groetjes,

Op 20 mrt. 2020, om 14:19 heeft (10)(2e) <(10)(2e) [@minvws.nl](mailto:@minvws.nl)> het volgende geschreven:

Ha (10)(2e),

Mag ik nog even het bestand er bij met het apparaat en de specificaties?

Dank (10)(2e)

**Van:** (10)(2e) <(10)(2e)@o2health.nl>

**Verzonden:** vrijdag 20 maart 2020 14:04

**Aan:** (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl>

**Onderwerp:** 300 beademingstoestellen

**Urgentie:** Hoog

Beste (10)(2e)

Hij wil ik je graag schriftelijk bevestigen dat wij in aanvulling op de reeds bestelde 68 units nog 300 units hebben vastgelegd.

De voorwaarde is dat jullie mij schriftelijk (per email) bevestigen dat jullie deze zullen afnemen.

Wij krijgen de komende dagen meer zicht op de exacte leverdatum maar deze is maximaal 14 dagen.

De betaling zal zijn op de dag voor levering wanneer ze klaar staan voor verzending.

Er is dan dus verder nu geen betaling nodig. U ontvangt van ons nog geen factuur, pas op moment dat wij de units klaar hebben staan.

Graag ontvang ik van jullie de bevestiging vandaag. Ik zal deze dan definitief vastzetten.

Alvast dank en vriendelijke groet,

(10)(2e)

Op 20 mrt. 2020, om 13:47 heeft (10)(2e) <(10)(2e)@minvws.nl> het volgende geschreven:

Mijn mailadres

Groetjes,

(10)(2e)

(10)(2e)  
(10)(2e) Directie Curatieve Zorg  
Ministerie van VWS  
(10)(2e)

(10)(2e)  
[www.O2Health.nl](http://www.O2Health.nl)

(10)(2e)

<image001.png>

(10)(2e)

[www.O2Health.nl](http://www.O2Health.nl)

+31(0) 21 50 70 00 11  
(10)(2e)

