






Zonder bescherming		<p>Aerosolen verspreiden zich via mond en neus</p>
Met mondkapje		<p>Het mondkapje is niet strak omsloten waardoor door kieren lucht ontsnapt en ook naar achteren aerosolen verspreid worden</p>
Met spatscherm		<p>Een spatscherm beschermt de drager. De eigen lucht met aerosolen wordt versneld naar achteren, naar onder en naar boven verplaatst</p>
Mondkapje + spatscherm		<p>Een combinatie van een mondkapje en spatscherm beschermt de drager beter dan uitsluitend een mondkapje. Lucht blijft ontsnappen via kieren en wordt versneld naar achteren geblazen.</p>
CapEazy		<p>De CapEazy beschermt dragers en de omgeving door de combinatie van beschermkap en textiel rondom het hoofd. Lucht blijft binnen de kap. De minimale opening aan de achterzijde geeft een minimale luchtverplaatsing.</p>