

**To:** [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl]; [5.1.2e] [5.1.2e] @rivm.nl]  
**From:** [5.1.2e]  
**Sent:** Thur 3/12/2020 10:29:10 AM  
**Subject:** FW: Roche- 384 wells Block bestellen en andere zaken rondom corona  
**Received:** Thur 3/12/2020 10:29:12 AM  
[Brief Wasprocedure MP96 cartridges.pdf](#)  
[Emergency protocol for reuse of MagNA Pure 96 processing cartridge.pdf](#)  
[Confirmation Form reuse MagNA Pure 96 processing cartridges.pdf](#)

Hoi allen,

Ik heb bij [5.1.2e] nagevraagd of hij het officiële protocol van Roche door zou willen sturen.

Bij dezen.

gr,

[5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@izore.nl>  
**Verzonden:** donderdag 12 maart 2020 11:24  
**Aan:** [5.1.2e] @rivm.nl>  
**Onderwerp:** FW: Roche- 384 wells Block bestellen en andere zaken rondom corona

Beste [5.1.2e]

Ik stuur je de mail met officiële berichtgeving van Roche door. Hierin staat ook de wasprocedure beschreven. Is een protocol dat kennelijk al tijdje door Noorse collega's wordt gebruikt.

Ik snap niet waar die verschillende geluiden vandaan komen: Als je de cartridges gebruikt die alleen in contact zijn geweest met reagentia kan er nooit contaminatie optreden. En dat hebben we met ons experiment kunnen bevestigen.

Succes, [5.1.2e]

---

**Van:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@roche.com>  
**Verzonden:** vrijdag 6 maart 2020 08:25  
**Aan:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@izore.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] @izore.nl>; [5.1.2e] <[5.1.2e]@izore.nl>; [5.1.2e] [5.1.2e] @izore.nl>  
**CC:** [5.1.2e] <[5.1.2e]@izore.nl> [5.1.2e] [5.1.2e] @roche.com>  
**Onderwerp:** Re: Roche- 384 wells Block bestellen en andere zaken rondom corona

Beste allen,

Zoals gister telefonisch besproken is er vanwege coronavirus veel gaande m.b.t. levering van producten. Voor jullie betreft het met name qPCR producten, MP96 processing cartridge .

Vanuit Roche global ontvangen jullie hierover een officiële berichtgeving via e mail, hebben jullie deze reeds ontvangen? Anders stuur ik deze nog toe.

Voor wat betreft alternatieven hebben we ook kort gesproken over de mogelijkheid voor wasprocedure van 2 van de 3 cartridges. Het betreft reagens platen. Dit houdt in dat de platen die jullie nu nog hebben (of misschien nog uit de biologische bak kunnen vissen) zullen moeten bewaren en schoonmaken als men van dit alternatief gebruik wilt gaan maken.

Note: In Nederland wordt deze toepassing nu nog niet toegepast, wel zijn er positieve geluiden vanuit Noorwegen. Zodra hierover meer documentatie is zal ik deze met jullie delen.

In bijlage heb ik 3 documenten toegevoegd, het confirmation formulier zouden jullie deze aan mij retour kunnen zenden? Alvast dank.

Mochten er technische vragen zijn over deze wasprocedure (en off label) neem contact op met mijn collega [5.1.2e]

5.1.2e

5.1.2e

[@roche.com](mailto:5.1.2e@roche.com)

of Mannheim support centre : 5.1.2e [@roche.com](mailto:5.1.2e@roche.com)

Andere vragen m.b.t. tot leveringen kunnen jullie tot mij richten.

We begrijpen gezien klinisch gebruik dat dit een allerlaatste optie zal zijn voor jullie, en vanwege het nog onzekere vooruitzicht daarom een goed idee om enkel de MP96 processing cartridge te bewaren (en schoon te maken).

Mochten jullie zover zijn dat jullie dit alternatief gaan uitproberen neem ons 5.1.2e en/of Mannheim mee in jullie validatie proces, bv.d.

Succes in ieder geval met opzetten van corona, nogmaals indien wij jullie bij implementeren hiervan of ander (technische) vraagstukken kunnen supporten laat mij of 5.1.2e aub weten.  
Alvast hartelijk dank.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

On Wed, Mar 4, 2020 at 4:43 PM 5.1.2e <5.1.2e@roche.com> wrote:  
LS,

zojuist definitieve berichtgeving voor uitlevering voor MP96 processing cartridge; hiervoor komt er 1 doos deze week naar jullie toe!

On Wed, Mar 4, 2020 at 3:56 PM 5.1.2e <5.1.2e@roche.com> wrote:  
Beste allen,

Goed om elkaar gisteren ook weer eens "live" te hebben gesproken!  
En vooral gezien nu de toch wel hectisch en roerige periode omtrent Corona.

Voor jullie opschaling voor corona diagnostiek is het wenselijk om een 384 wells block te hanteren.  
Van 5.1.2e begreep ik dat jullie voor een nieuwe block kiezen.

5.1.1c

5.1.1c

Hiervoor ontvangen jullie 384 wells block - 07743564001 (art) en bijbehorende  
Heated block - 04685946001 (ert)

Graag deze bestelling naar 5.1.2e [@roche.com](mailto:5.1.2e@roche.com) en mij in cc zetten. alvast dank!

Jullie overige vragen over verdere berichtgeving vanuit Roche (global) naar jullie volgt asap. Zojuist contact gehad en verwachting morgen/ eind van de week.

Daarnaast aan jullie ook vraag (deze heb ik nog niet aan 5.1.2e gesteld) of jullie ook overwegen om samen te bestellen, dan wel te organiseren waar de nood qua doos voorraad van de MP96 processing cartridge meest urgent is?

Jullie vraagstelling m.b.t. veiligheid voor de eindgebruiker/ klinisch chemisch analist is intern bij ons besproken en hiervoor is ook advies om dergelijke richtlijnen met de werkgroep van wel VWZ nauw af te stemmen.  
Roche kan enkel adviseren op gebruik van de kits /systeem en niet op patiëntniveau.

Hopende jullie voor nu genoeg te hebben geïnformeerd, laten we nauw contact houden over het beloop van de voorraad.

Ik zal eind van de week nog even polsen hoe de situatie bij ons verloopt en bij jullie.

Vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

Roche Diagnostics Nederland BV

Tranisistorstraat 41

1322 CK Almere Nederland

Mobile: 5.1.2e

Phone: 5.1.2e

[Mailto: 5.1.2e@roche.com](mailto:5.1.2e@roche.com)

[www.roche.nl](http://www.roche.nl)

[www.rochediagnostics.com](http://www.rochediagnostics.com)

[www.cobasliat.com](http://www.cobasliat.com)

**Confidentiality note:** This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

--

5.1.2e

5.1.2e

Roche Diagnostics Nederland BV

Tranisistorstraat 41

1322 CK Almere Nederland

Mobile: 5.1.2e

Phone: [redacted] 5.1.2e  
Mailto: [redacted] 5.1.2e @roche.com  
[www.roche.nl](http://www.roche.nl)  
[www.rochediagnostics.com](http://www.rochediagnostics.com)  
[www.cobasliat.com](http://www.cobasliat.com)

**Confidentiality note:** This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

--

[redacted] 5.1.2e

[redacted] 5.1.2e

Roche Diagnostics Nederland BV  
Tranisistorstraat 41  
1322 CK Almere Nederland

Mobile: +31 [redacted] 5.1.2e

Phone: +3136 [redacted] 5.1.2e  
Mailto: [redacted] 5.1.2e @roche.com  
[www.roche.nl](http://www.roche.nl)  
[www.rochediagnostics.com](http://www.rochediagnostics.com)  
[www.cobasliat.com](http://www.cobasliat.com)

**Confidentiality note:** This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

---

DISCLAIMER

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is onderhevig aan onze disclaimer die u vindt op de website van Izore (<http://www.izore.nl/disclaimer>).

This e-mail message and its attachments are subject to the disclaimer published at the following website of Izore: <http://www.izore.nl/disclaimer>