



Philips Nederland B.V., Postbus 90050, 5600 PB Eindhoven, Nederland

Health Systems

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
T.a.v. 5.1.2e
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

Referentie
Sales Support
AS/2003003_beademing

Onderwerp
Voorstel aanbieding
beademingsapparatuur

Datum
19-03-2020

Geachte heer 5.1.2e

U heeft ons gevraagd een aanbieding te doen voor beademingsapparatuur toepasbaar in Nederlandse ziekenhuizen. Wij danken u voor uw vertrouwen in Philips. In dit voorstel vatten wij onze aanbieding voor u samen.

Op basis van de door u gestelde vraag adviseren wij de aanschaf van twee verschillende systemen:

- De V60+ niet-invasieve beademingsmachine. Dit systeem biedt twee methoden om patiënten zonder intubatie te ondersteunen met hun ademhaling. De eerste methode is om met high flow therapie via de nasale canules extra zuurstof toe te dienen. De tweede methode dient extra zuurstof toe via gezichtsmaskers.
- De Trilogy Evo O2 beademingsapparatuur. De Trilogy Evo O2 biedt naast de non-invasieve beademing ook invasieve beademingsmogelijkheden, inclusief toevoeging van extra zuurstof.

Door de combinatie van deze twee systemen kunnen de volgende voorkomende scenario's worden bediend. Van de eerste ondersteuning bij ademhalingsproblemen (V60+ high flow therapie) tot volledige invasieve beademing met zuurstofondersteuning (Trilogy Evo O2).

Wij gaan ervan uit dat ons voorstel een passend antwoord geeft op uw vraagstelling. Waar nodig lichten wij ons advies graag toe.

Tot slot, wij realiseren ons terdege dat medische technologie van cruciaal ondersteunend belang is voor diagnose, behandeling en bewaking van patiënten. Wij kunnen ons echter voorstellen dat, gezien diverse mediaberichten, bij u mogelijk twijfels kunnen ontstaan over het prijsbeleid voor deze technologie, in deze hectische periode.

Kantoor: High Tech Campus 52
5656 AG Eindhoven - Nederland
Algemeen nummer 040 278 11 99
Handelsregister Eindhoven
No. 17039420
www.healthcare.philips.com
5.1.2e @philips.com

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij in offertes, orderbevestigingen of overeenkomsten anders is vermeld. Deze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch en bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven; zij zijn te downloaden via: www.philips.nl/healthcare_voorwaarden. Deze informatie is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder expliciete toestemming van de afzender is niet toegestaan.





Ref: AS/2003003_beademing

Blad 2 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

In lijn met de Philips missie "Improving Peoples Lives" heeft Philips in heel de organisatie afgesproken de huidige situatie maximaal te ondersteunen. In dat kader is snelheid en kwaliteit in uitvoer van processen van groot belang. Hierbij garanderen wij u dat Philips geen misbruik zal maken van de situatie om condities in het voordeel van Philips aan te passen. De prijzen zoals wij op dit moment hanteren zijn marktconform. Mocht u desondanks het gevoel hebben dat onze prijsstelling niet marktconform is geweest, dan spreken we af na de crisis in alle rust met u een marktconformiteitstoets te doorlopen.

We hopen hiermee snelle besluitvorming in het belang van patiënten en zorgverleners mogelijk te maken. Zoals met u besproken gaan wij ons uiterste best doen om deze oplossingen zo snel als mogelijk te leveren. De enorme vraag op dit moment maakt het nodig om u te vragen deze offerte zo spoedig mogelijk voor akkoord aan ons te retourneren, opdat wij een allocatie in onze fabrieken kunnen claimen en afspreken.

Voor vragen naar aanleiding van deze offerte kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e @philips.com

+31 6 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e @philips.com

5.1.2e



Inhoudsopgave

Specificaties oplossing	4
Productoverzicht	10
Specificaties Service	10
Uw investering	16
Investeringsoverzicht	17
Voorwaarden & condities.....	18

PHILIPS

Ref: AS/2003003_beademing

Blad 4 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

PHILIPS

Health Systems



Specificaties oplossen

Pakket 1: 500x NIV / Highflow beademingsapparatuur V60+



- 500 V60 Plus Beademingsmachine, Internationaal – inclusief 4 jaar service**
 Respironics V60 Plus beademingsapparaat, internationaal. De Respironics V60-ventilator combineert de expertise op het gebied van beademing van Respironics met de Philips-doelstelling om geavanceerde zorg eenvoudiger te maken. Het resultaat is een hoogwaardig non-invasief beademingssysteem met een invasief beademingsbeveiligingsnet en een interactief scherm waardoor patiëntbeheer eenvoudiger wordt. Ondersteunde beademingsmodi zijn o.a. S/T, PCV, AVAPS en CPAP.
- 500 Cfgset, V60, NIST/Din, Wit, Fm, Snoer:Schuko**
 Configuratieset, V60, NIST x DIN, witte O2 slang, Netkabel voor Europa (Schuko). Inhoud: Netkabel, O2-slang en O2-aansluiting. Sommige sets worden geleverd met een meertalige instructie CD.
- 500 Batterij, Li-ion, 11ah, V60**
 Reserve-accu, V680/V60
- 500 Handleiding, V60, Nederlands**
 Handleiding, V60, Nederlands
- 500 Quick Reference Card, V60, Nederlands**
 Quick reference guide, V60, Nederlands
- 500 F&P MR850 Humidifier & Accys**
 Bevochtigingssysteem, Fisher & Paykel, MR850, 230V, met netstekker voor Europa (Schuko)
- 500 RP-filter, koelventilator, 5/verpak, V60**
 VentilatorluchtfILTER, V680/V60, verpakking met 5 stuks



Ref: AS/2003003_beademing

Blad 6 van 19

Datum 19-03-2020

 Error! Reference source not found.

- 500 RP-filter, luchtinlaat, 5/verpak, V60**
Luchtinlaatfilter, V60, verpakking met 5 stuks
- 500 CKT-FILTER DEP met FEP-FILTER 10PK INTL**
Ademcircuit, single-tube-systeem met proximale drukslang, met FEP, met stroom en FEP-filter, 22mm diameter, verpakking 10 stuks
- 500 V60 standaard, deels gemonteerd**
Verplaatsbare standaard, V60, deels gemonteerd
- 500 V680 Kit met wagen en tankhouder**
O2-flessenbevestiging, V680/V60 verplaatsbare standaard. Voor 2 O2-flessen.
- 500 Steun, montagearm**
Montagearm, 3-delig
- 500 Steunarm circuit**
Bevestiging, draagarm, klem voor montage op rail
- 500 Pakket, opslagsteun voor ongebruikte maskers**
CleanClip bevestiging voor maskers, V680/V60. Voor opslag van AF541, AF531, AF421 of PerforMax masker voor kinderen. De bevestiging kan vastgemaakt worden aan een rail of aan de rail van het bevochtigingssysteem
- 20 E3 klinische ondersteuning**
Tijdens de klinische-ondersteuningsdagen worden de initiatieven voor educatie en verbetering uitgebreid naar de klinische praktijk.

Pakket 2: Trilogy EVO O2 in combinatie met de Oxygen Blender Module beademingsapparatuur



500

Trilogy Evo O2 (met oxygen blender module) - inclusief 4 jaar service

De Trilogy Evo O2 ventilator wordt gebruikt voor non-invasieve (NIV) en invasieve (IV) beademing. Patiënten kunnen hiermee middels één apparaat behandeld worden tijdens hun gehele verblijf in het ziekenhuis, ongeacht veranderende omstandigheden. Uitgebreide, geavanceerde NIV titratie therapie modi, die AVAPS-AE omvatten. Invasieve Beademing is beschikbaar met zowel enkelvoudige als dubbele circuits en lek compensatie. Het geavanceerde meet systeem van de Trilogy EVO O2 raamt long compliantie, luchtweg weerstand, AutoPEEP en plateau druk zonder dat een inspiratoire of expiratoire hold nodig is. AVAPS-AE komt tegemoet aan de veranderende behoeften van de patiënt. AVAPS past automatisch aan de ademhaling aan, terwijl EPAP proactief aanpast naar de laagste effectieve druk voor maximaal comfort. Auto Backup vertraagt de machinale ademhaling totdat de patiënt heeft uitgeademd, om het vastzitten van lucht te voorkomen.

1000

Passief slangstelsel, 22mm, niet verwarmd, incl. Filter en uitademingsventiel (10 stuks)

Passief slangstelsel 22mm, niet verwarmd, eenmalig gebruik, het slangstelsel omvat een virus- en bacteriefilter en een passief uitademingsventiel. Per verpakking 10 stuks.

500

Passief slangstelsel, 15mm, niet verwarmd, incl. Filter en uitademingsventiel (10 stuks)



Ref: AS/2003003_beademing

Blad 8 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

	Passief slangstelsysteem 15mm, niet verwarmd, eenmalig gebruik, het slangstelsysteem omvat een virus- en bacteriefilter en een passief uitademingsventiel. Per verpakking 10 stuks.
1000	Passief slangstelsysteem, 22mm, niet verwarmd, incl. Filter en uitademingsventiel (10 stuks) Passief slangstelsysteem 22mm, niet verwarmd, eenmalig gebruik, het slangstelsysteem omvat een virus- en bacteriefilter en een passief uitademingsventiel. Per verpakking 10 stuks.
500	Passief slangstelsysteem, 15mm, niet verwarmd, incl. Filter en uitademingsventiel (10 stuks) Passief slangstelsysteem 15mm, niet verwarmd, eenmalig gebruik, het slangstelsysteem omvat een virus- en bacteriefilter en een passief uitademingsventiel. Per verpakking 10 stuks.
500	SpO2-module (Nonin XPOD) voor Trilogy Evo (zonder sensor-clip) Sensor-clip voor verbinding met SpO2 module met sensor
500	Sensor clip voor Nonin XPOD Sensor clip voor verbinding met SpO2 module
1000	Oximetrie-sensor, Flexiwrap, volwassenen (24 stks) Nonin-oximetrie-sensor om op de vinger te plakken, eenmalig gebruik, voor volwassenen, 24 stuks per verpakking
500	Oximetrie-sensor, Flexiwrap, pediatrie (24 stks) Nonin-oximetrie-sensor om op de vinger te plakken, eenmalig gebruik, voor pediatriepatiënten, 24 stuks per verpakking
50	Oximetrie-sensor, vingerclip, volwassenen Nonin-oximetrie-sensor als vingerclip, herbruikbaar, voor volwassenen
5	Oximetrie-sensor, vingerclip, pediatrie Nonin-oximetrie-sensor als vingerclip, herbruikbaar, voor pediatrie
50	Zuurstofaansluiting (2 stks) Zuurstofaansluiting voor zuurstof, 2 stuks per verpakking
500	FiO2 sensor FiO2 sensor, in te bouwen in apparaat
5000	Luchtfilter (10 stks) Filter voor luchtinlaat-gedeelte, 10 stuks per verpakking
1000	Partikelfilter (10stks) Filter voor luchtinlaat-gedeelte, optioneel additioneel naast luchtfilter, 10 stuks per verpakking
5000	Bacteriefilter (10 stks)



Ref: AS/2003003_beademing

Blad 9 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

	Filter voor luchtinlaat-gedeelte, virus en bacteriefilter, 10 stuks per verpakking
1000	HME filter, AirLife, pediatrie HME filter voor pediatrie patiënten
5000	HME filter, AirLife, volwassenen HME filter voor volwassenen
500	WilaSilent, filter uitademingsventiel (10 stuks) WilaSilent uitademingsventiel voor slangstelsel, 10 stuks per verpakking
5000	Flexibele tracheostoma adapter met 22mm aansluiting Flexibele tracheostoma adapter met 22mm aansluiting, 10 stuks per verpakking
5000	Flexibele tracheostoma adapter met 15mm aansluiting Flexibele tracheostoma adapter met 15mm aansluiting, 10 stuks per verpakking
500	Trilogy EVO wagen en tankhouder Wagen om Trilogy EVO te verplaatsen (incl. montageplaat, mandje, handvat en O2 fleshouder)
500	Steun, montagearm, 3-delig Montagearm voor slang, 3-delig
500	Slangbevestiging, slangstelsel, 22mm Bevestigingssysteem voor slang, 22mm
500	Bevestiging voor bevochtigingsapparatuur op wagen Bevestiging, voor bevochtigingsapparatuur
500	F&P MR850 Humidifier & Accys Bevochtigingssysteem, Fisher & Paykel, MR850, 230V, met netstekker voor Europa (Schuko)
20	E3 klinische ondersteuning Tijdens de klinische-ondersteuningsdagen worden de initiatieven voor educatie en verbetering uitgebreid naar de klinische praktijk.



Ref: AS/2003003_beademing

Blad 10 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

Productoverzicht

De onderstaande lijst bevat een overzicht van de verschillende elementen van de aangeboden systemen.

Pakket 1: 500x NIV / Highflow beademingsapparatuur V60+

Aantal	Art. Nr.	Beschrijving	Brutoprijs	Korting	Nettoprijs excl. Btw
250081 MENU Ventilation Solutions					
500	1137276	Ventilator V60 Plus, internationaal			
500	1055587	Cfgset, V60, NIST/Din, Wit, Fm, Snoer: Schuko			
500	1076374	Batterij, Li-ion, 11ah, V60			
500	1052936	Handleiding, V60, Nederlands			
500	1053070	Quick Reference Card, V60, Nederlands			
500	1009753	F&P MR850 Humidifier & Accys			
500	1054280	RP-filter, koelventilator, 5/verpak, V60			
500	1054279	RP-filter, luchtinlaat, 5/verpakk, V60			
500	1065830	CKT-FILTER DEP met FEP-FILTER 10PK INTL			
500	1109866	V60-standaard, gedeeltelijk gemonteerd			
500	1109869	V680 Kit met wagen en tankhouder			
500	332497	Steunarm circuit			
500	1002497	Steun, montagearm			
500	1076430	Pakket, opslagsteun voor ongebr. maskers			
891021 Clinical Services Days					
20	891021	E3 klinische ondersteuning			
20	891021_E02	Klinische ondersteuning voor Enhanced			
Totaal excl. btw					

5.1.1c



Ref: AS/2003003_beademing

Blad 11 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

Pakket 2: 500x Trilogy Evo O2 in combinatie oxygen blender module

Aantal	Art. Nr.	Beschrijving NL	Prijs p/s (incl. korting)	Totaal netto excl. Btw
--------	----------	-----------------	---------------------------------	---------------------------

Trilogy Evo O2 in combinatie oxygen blender module

500	BL2100X15B	Trilogy Evo O2, Benelux
1000	1132340	Disp, 22mm, Adult, Non-Htd Passive, 10pk
500	1132339	Disp, 15mm, Ped Non-Htd, Passive, 10 pk
1000	1132342	Disp, 22mm, Adult, Htd, Passive, 10 pack ROW
500	1132341	Disp, 15mm Ped, Htd, Passive, 10 pack ROW
500	1129640	External Pulse Oximeter (Nonin XPOD)
500	1122694	Sensor Clip for Nonin XPOD
1000	1070692	Pulse oximeter sensor, adult 24/pk
50	1070693	Pulse oximeter sensor, pediatric 24/pk
50	936	Re-usable adult SpO2 sensor (Nonin) 1/pk
5	936P	Re-usable pediatric SpO2 sensor (Nonin) 1/pk
50	1040390	Trilogy,Oxygen Quick-Connect Insert,2 Pk
500	1134668	FiO2 Sensor Assembly
5000	1134591	Air Inlet Foam Filter, 10 pk
1000	1134430	Particulate Filter, 10 pack
5000	1135776	Wilamed Bacteria Filter 10pk
1000	C06273	HME AirLife Pediatric, 1pk
5000	C06274	HME AirLife Adult, 1pk
500	1139909	NEW swivel port WilaSilent G2 box of 10
5000	1073902	Flex Trach Adapt 15cm,22m/15f-22f10pk
5000	1073863	Flex Trach Adapt 15cm,15m/15f-22f10pk
500	1134429	Trilogy Evo Roll Stand (includes mounting plate, basket, handle, humid. mount and O2 tank holder)
500	332497	Circuit Support arm, 3-section
500	311107	Tubing hanger, dual limb, 22mm
500	1009753	F&P MR850 Humidifier & Accys

5.1.1c

891021 Clinical Services Days

20	891021	E3 klinische ondersteuning
20	891021_E02	Klinische ondersteuning voor Enhanced

Totaal excl. btw



Ref: AS/2003003_beademing

Blad 12 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

Specificaties Service

RightFit ValuePM beschrijving en dekking

RightFit Value PM: een basisoplossing voor service en onderhoud

Een ValuePM serviceovereenkomst is een kosteneffectieve oplossing voor het noodzakelijk onderhoud van uw apparatuur. Het preventief onderhoud wordt door onze servicespecialisten uitgevoerd. Uw systeem blijft hierdoor voldoen aan de gewenste kwaliteitsstandaard. In samenspraak worden eventuele storingen aan uw systeem verholpen.

Kwaliteit & Veiligheid (Convenant en JCI)

Philips is zich bewust van de uitdagingen waar ziekenhuizen voor staan om aantoonbaar te voldoen aan de hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen, zoals het Convenant Veilige toepassing van medische technologie in ziekenhuizen en JCI. Voor Philips zijn deze normen het uitgangspunt geweest voor het (her-)inrichten van haar processen ten aanzien van de service uitvoering. Of het nu gaat om het aantonen van de bekwaamheid van uw medewerkers en/of Philips technici of het bieden van gebruikersopleidingen, we zullen er voor zorgen dat u in staat bent om te voldoen aan de eisen.

Beschrijving dekking	ValuePM
Basisdekking	
Preventief onderhoud	
PO door	Philips
Interval	1 x per jaar
Service Window	Ma-Vr 8:30-17:30
Correctief onderhoud	Exclusief
Initiële en on-site responstijd	Exclusief
Telefonische ondersteuning	Inclusief
Remote technische ondersteuning	Exclusief
Service onderdelen	Exclusief
Philips Software en hardware updates	Inclusief
Philips Software upgrades	Exclusief



Ref: AS/2003003_beademing

Blad 13 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

Conditie en voorwaarden bij Service

- Op dit voorstel zijn de “Algemene klanten softwarelicentie voorwaarden” en de “Algemene Servicevoorwaarden Philips Nederland B.V.” van toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op www.philips.nl/healthcare_voorwaarden.
- In het garantiejaar zijn geen servicevergoedingen verschuldigd met uitzondering van bepaalde optionele servicedekkingen. Alle genoemde servicevergoedingen zijn per systeem, exclusief btw en gebaseerd op het loon- en prijspeil 2020. Jaarlijks zullen deze prijzen per 1 januari worden aangepast aan de eventuele wijzigingen van het loon- en prijspeil op basis van het door het NZa gepubliceerde indexcijfers voor materiële en personele kosten.

Servicevergoedingen

	V60	Trilogy
Aantal systemen		
Prijs per systeem per jaar		
Aantal jaar service (jaar 2 t/m 5)		
Aangeboden prijs (euro)		



Algemene definities dekking

Definities

Preventief onderhoud	Het preventief onderhoud omvat het controleren van de elektrische en mechanische veiligheid en het optimaal afregelen van het systeem. Het preventief onderhoud gebeurt conform de laatste fabrieksvoorschriften en actuele wettelijke regelgeving op het gebied van veiligheid en productverantwoordelijkheid (CE-certificering).
Correctief onderhoud 1 ^e lijn	Onder eerstelijns correctief onderhoud wordt verstaan het lokaliseren en verhelpen van eenvoudige storingen aan Apparatuur direct na aanmelding van deze storing.
Correctief onderhoud 2 ^e lijn	Onder tweedelijns correctief onderhoud wordt verstaan het lokaliseren en verhelpen van een groot deel van de storingen aan Apparatuur die bij eerstelijns correctief onderhoud niet verholpen zijn.
Correctief onderhoud 3 ^e lijn	Onder derdelijns correctief onderhoud wordt verstaan het lokaliseren en verhelpen van zeer complexe storingen aan Apparatuur waarbij een zeer specialistische kennis vereist is waarvoor eventueel de hulp van de afdeling Research & Development van Leverancier wordt ingeroepen.
Serviceonderdelen	Vervanging en omruil van standaard serviceonderdelen. Afhankelijk van de contractvorm zijn de kosten hiervan gedekt.
Philips Software en hardware Updates	Software- en hardware-updates omvatten door de fabrikant aanbevolen aanpassingen aan door Philips ontwikkelde software / hardware die erop gericht zijn het technisch functioneren van het systeem conform de overeengekomen specificaties te handhaven of te verbeteren. Updates bieden geen uitbreiding van functionele mogelijkheden.
Philips Software upgrades	Een gewijzigde (nieuwe) versie van de door Philips ontwikkelde programmatuur, waardoor de functionaliteit daarvan wordt vergroot. Nieuwe releases bevatten alle beschikbare verbeteringen en nieuwe functionaliteit voor de initieel aangeschafte software. Software support wordt gegarandeerd op de laatste en/of voorlaatste versie (n en n-1) van de door Philips ontwikkelde programmatuur.
Telefonische ondersteuning	Telefonische ondersteuning via het Customer Care Center (CCC) en het Remote Support Centrum (RSC) op het gebied van probleemdiagnose en -oplossing.
Initiële- en remote/on-site responstijd	Initiële responstijd: de maximale tijd die verstrijkt tussen het aanmelden van een technisch probleem en het terugbellen door een specialist van Philips om de inhoud van de storing en de vervolgactie te bespreken.



Ref: AS/2003003_beademing

Blad 15 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

Remote/on-site responstijd: de maximale tijd die verstrijkt tussen het aanmelden van een technisch probleem en het aanvangen met daadwerkelijke reparatie door Philips op afstand of op locatie.

Remote Support Met Remote Support kunnen storingen op afstand gediagnosticeerd en opgelost worden. Hiervoor is een directe 'site-to-site' VPN-verbinding noodzakelijk.

Service window Het tijds kader waarbinnen een serviceaanvraag gedaan kan worden en overeengekomen werkzaamheden uitgevoerd worden. Algemeen erkende feestdagen vallen buiten het service window tenzij er sprake is van 7x24-uursdekking.

Leenapparaat Voor bepaalde producten is het mogelijk om een leenapparaat te huren voor de periode waarin het eigen apparaat ter reparatie is aangeboden.

Algemene definities

Inclusief Inclusief betekent dat een dienst of onderdeel inbegrepen is bij de contractvorm met inbegrip van de daarbij behorende arbeidstijd.

Exclusief Exclusief betekent dat een dienst of onderdeel uitgesloten is bij de contractvorm.

Optioneel Diensten en onderdelen die als optioneel gekenmerkt zijn, kunnen in het contract toegevoegd worden.

PHILIPS

Ref: AS/2003003_beademing

Blad 16 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.



PHILIPS

Health Systems

Uw investering



Ref: AS/2003003_beademing

Blad 17 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

Investeringsoverzicht

Hieronder treft u een overzicht van de aangeboden apparatuur met bijbehorende prijzen. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij expliciet anders vermeld. De specificaties van de apparatuur staan elders vermeld in dit document.

Systeem	Netto
Pakket 1: 500x Beademingsapparatuur V60+	5.1.1c
Pakket 2: 500x Beademingsapparatuur Trilogy EVO O2 (incl. oxygen blender module)	
Servicevergoedingen	
Totaal excl. btw (EUR):	



Ref: AS/2003003_beademing

Blad 18 van 19

Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

Voorwaarden & condities

Geldigheid

Dit voorstel is geldig tot 6 weken na dagtekening van deze brief.

Prijzen en betalingscondities

Alle genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (tenzij expliciet anders vermeld), maar inclusief de kosten van levering, installatie en initiële applicatietraining. Betalingscondities zijn 100% bij acceptatie.

Levertijd

Normaliter is onze levertijd circa 6 - 8 weken na ontvangst van uw schriftelijk opdracht. Gezien de Covid-19 ontwikkelingen verandert de levertijd voortdurend en zal de werkelijke levertijd in onderling overleg moeten worden vastgesteld.

De werkzaamheden worden tijdens 'kantooruren' uitgevoerd (maandag t/m vrijdag tussen 8:30 uur en 17:00 uur) tenzij dit nadrukkelijk anders in opdracht overeengekomen is.

Leveringsomvang

Om tot een complete levering van de aangeboden oplossing te komen, is deze aanbidding met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Daarmee zijn de leveringsomvang en de daaraan verbonden diensten bepaald. In het geval er voor realisatie extra zaken en/of diensten vanuit Philips nodig zijn, zullen wij u deze op eerste verzoek aanbieden en na schriftelijk opdracht direct uitvoeren.

Voorwaarden

Op dit voorstel zijn de Philips 'Algemene Leveringsvoorwaarden voor Medische Systemen' (versie april 2018), de 'Algemene klanten softwarelicentie voorwaarden' (versie mei 2005) en de 'Algemene Servicevoorwaarden Philips Nederland B.V.' van toepassing. Deze voorwaarden kunt u vinden op www.philips.nl/healthcare_voorwaarden.

Service en garantie

In het garantiejaar zijn geen servicevergoedingen verschuldigd met uitzondering van bepaalde optionele servicedekkingen. Alle genoemde servicevergoedingen zijn per systeem, exclusief btw en gebaseerd op het loon- en prijspeil 2020. Jaarlijks zullen deze prijzen per 1 januari worden aangepast aan de eventuele wijzigingen van het loon- en prijspeil op basis van het door het NZa gepubliceerde indexcijfers voor materiële en personele kosten.

PHILIPS


Ref: AS/2003003_beademing

Blad 19 van 19


Datum 19-03-2020

Error! Reference source not found.

Rechtsgeldig ondertekend door,



5.1.2e



5.1.2e

Handtekening VWS bij akkoord met deze opdracht,

Naam:

Datum:

Handtekening: