

## VOORLOPIGE SPECIFICATIES / CERTIFICATIES

Middelen	Huidige product of vergelijkbaar (wat gebruik je nu/ wat is de standaard in de markt)	Specifieke eisen
FFP2-maskers	FFP2/IIR	NEN-EN149:2001+A1:2009 aanvullend NEN-EN14683:2005 (IIR)
FFP1-maskers	FFP1/IIR	NEN-EN149:2001+A1:2006 aanvullend NEN-EN14683:2005 (IIR)
FFP3-maskers	FFP3/IIR	NEN-EN149:2001+A1:2009 aanvullend NEN-EN14683:2005 (IIR)
Protectiejassen	3027102	SMS of vergelijkbaar, lange mouw, tricot manchet, ook rug afsluitend, vocht afstotend (hoeft niet waterdicht te zijn)
Spatbrillen	86000 Monturen SV250L 86001 Disposable glazen SV100F	
Schorten	84760 of 84773	PE, Ca. 80 x 125 cm. Halterschorten
Operatiehandschoenen	Sempermed Supreme alle maten Protexis PI alle maten Biogel M met Biogel Eclipse alle maten Biogel PI UltraTouch met Underglove	Latex-eiwitarm Zo laag mogelijk volgens Modified Lowrey en FitKit, NEN-EN 455 1 t/m 4 Latexvrij, NEN-EN 455 1 t/m 4 Latex-eiwitarm Zo laag mogelijk volgens Modified Lowrey en FitKit, Indicatiefunctie, Orthopedie, NEN-EN 455 1 t/m 4 Latexvrij, Indicatiefunctie, Orthopedie, NEN-EN 455 1 t/m 4
Chirurgische maskers	Type II Type II + FS (Face Shield) Type IIR Type IIR + FS (Face Shield)	Voor OK's, type II (niet spatbestendig), met straps, zonder spatscherm, NEN-EN 14683 Voor OK's, type IIR (spatbestendig), met straps, met spatscherm, NEN-EN 14683 Voor OK's, type IIR (spatbestendig), met straps, zonder spatscherm, NEN-EN 14683 Voor OK's, type IIR (spatbestendig), met straps, met spatscherm, NEN-EN 14683 Voor IC's, type IIR (spatbestendig), oorelastieken, zonder spatscherm, NEN-EN 14683
Onderzoekshandschoenen	Abena Hospicare/Excelent Nitril blauw, alle	Standaard hanteert het Radboudumc een gemiddelde treksterkte $\geq 9$

	maten	Newton. Is in de huidige situatie niet houdbaar. Voldoen aan NEN-EN 455 1 t/m 4. Volgens norm gemiddelde treksterkte $\geq 6$ Newton
Operatiejassen	Surgical gown HP	L, LL, XXL, XXXL. Let op: maatvoering is niet gestandaardiseerd.