

## Product Description



- **[Product Name]** KN95 Blue Multilateral Folding Antibacterial Protective Mask
- **[Executive Standard]** GB2626-2006
- **[Product performance structure and composition]** Outer blue non-woven fabric, middle coarse effect filter cotton, high-efficiency melt-blown, mileage white non-woven fabric
- **[Application scope and use]** It is mainly used for respiratory protection of related personnel. This is a high-performance mask that can prevent the penetration of droplets containing viruses. It minimizes the possibility of infection in the daily work of medical institutions.
- **[Instructions for use]** Hanging on ears and nose
- **[Special feature]**
  1. Wear ear-shaped tape to maintain a strong structure;
  2. 3 functions (regulator, cushion, nose pad) safe and no leakage;
  3. Circular design;
  4. with exhaust valve to reduce breathing difficulties and discomfort caused by heat and stuffiness;
  5. Do not use metal parts;
  6. Packing form: 2 folds into 3 pieces or 1 piece into

# Product Details



**Product Details**



## Product Description



- **[Product name]** KN95 white simple antibacterial protective mask
- **[Executive Standard]** GB2626-2006
- **[Product performance structure and composition]** Outer blue non-woven fabric, middle coarse effect filter cotton, high-efficiency melt-blown, mileage white non-woven fabric
- **[Application scope and use]** It is mainly used for respiratory protection of related personnel. This is a high-performance mask that can prevent the penetration of droplets containing viruses
- **[Instructions for use]** Hanging on ears and nose
- **[Special feature]**
  1. The tape maintains a strong structure;
  2. Surface type, nose type, arc shape, safe and no leakage;
  3. Simple design;
  4. Reduce breathing difficulties and discomfort caused by heat and stuffiness;
  5. Do not use metal parts;
  6. Packing form: 2 into 10 pieces or 5 pieces.

# Product Details



## Product Description



- **[Product name]** KN95 white antibacterial protective mask
- **[Product performance structure and composition]** Outer white non-woven fabric, middle coarse effect filter cotton, high-efficiency filter meltblown, mileage white non-woven fabric
- **[Application scope and use]** It is mainly used for respiratory protection of related personnel. This is a high-performance mask that can prevent the penetration of droplets containing viruses.
- **[Instructions for use]** Hanging on ears and nose
- **[Special feature]**
  1. The tape maintains a strong structure;
  2. Surface type, nose type, arc shape, safe and no leakage;
  3. Simple design;
  4. Reduce breathing difficulties and discomfort caused by heat and stuffiness;
  5. Do not use metal parts;
  6. Packaging form: 2 folds

# Product Details



# PACKAGE



24cm

15cm

**国家标准 专业保证** National Standards, Professional Guarantee

符合国标 GB2626-2006 KN95 标准 Conforms to the National Standard GB2626-2006 KN95

高效过滤0.3微米，过滤效率达95%

High efficient filtration of 0.3 microns, the filtration efficiency is up to 95%

\*GB2626-2006 中规定在同等条件下，中国标准GB2626-2006 KN95 等效于美国标准NIOSH 42 CFR 84-2009 N95。

\*GB2626-2006 中规定在同等条件下，中国标准GB2626-2006 KN95 等效于美国标准NIOSH 42 CFR 84-2009 N95。

本产品符合国家强制性标准GB2626-2006 KN95 的要求，符合GB2626-2006 中规定的各项技术指标，且通过了国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会组织的国家质量监督检验中心（CMA）的型式检验，检验合格。本产品符合国家强制性标准GB2626-2006 KN95 的要求，符合GB2626-2006 中规定的各项技术指标，且通过了国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会组织的国家质量监督检验中心（CMA）的型式检验，检验合格。

产品特点 Technical Parameters

品名 折叠式KN95口罩

规格 符合GB2626-2006 KN95 标准

材质 聚丙烯熔喷无纺布、无纺布、PP 过滤棉

Material Polypropylene melt-blown non-woven fabric, non-woven fabric, PP filter cotton

重量 10.0g

包装规格 10PCS/20PCS/50PCS

生产日期 2020年10月

有效期至 2022年10月

生产厂家 普洛有限公司

生产地址 广东省深圳市宝安区

联系电话 0755-8311868

网址 www.plow.com

普洛有限公司 普洛科技(深圳)有限公司

Address: Room 201, Building A, 50, Chongde Road, Shenzhen, Guangdong, China

普洛有限公司 普洛科技(深圳)有限公司

Address: Room 201, Building A, 50, Chongde Road, Shenzhen, Guangdong, China





普洛有限公司 普洛科技(深圳)有限公司

Address: Room 201, Building A, 50, Chongde Road, Shenzhen, Guangdong, China



## Instructions for Use

### HOW TO USE:

-  1. Pull and extend the mask with two hands and be sure the nose clip is upward.
-  2. Hold the mask on the face and pull the elastic band to the ears.
-  3. Press the nose clip to fit the shape of the nose.
-  4. Do not reuse.

Light and breathable to prevent fogging of the glasses



*Lynmiss*