



Linea SEKURA MEDICAL

## MASCHERA IGIENICA E PROTETTIVA

### SCHEDA TECNICA

#### Descrizione

Mascherina igienico protettiva in tessuto non tessuto a 3 strati, risulta molto leggera e delicata al contatto.

Aiuta a preservare le vie aeree da disturbi provocati da polveri, smog, e pollini.

Contribuisce o limitare l'inalazione di microrganismi e la loro trasmissione per via aerea

Grazie al sistema Nosefit si modella perfettamente alla forma del naso: non schiaccia naso e bocca, facilitando la respirazione

La mascherina Sekura è un dispositivo filtrante in **Classe FFP3**, cioè in grado di fermare le microparticelle sospese nell'aria (*smog/ polveri sottili / ecc.*) con una efficienza pari al 98%.

Ideali, ad esempio, per chi percorre in bicicletta le vie urbane di centri abitati particolarmente affollati con elevato traffico di veicoli a motori oppure in prossimità delle zone industriali laddove ci sia una intensa emissione nell'aria di particolato sottile.

Oppure è di grande aiuto per coloro che soffrono di allergie verso particelle in genere di origine vegetale (vedi ad esempio i pollini che si concentrano in determinate alcuni mesi dell'anno).

Da non sottovalutare inoltre l'aiuto significativo che questi dispositivi apportano nell'aiutare a contrastare il passaggio alle vie respiratorie di microrganismi (batteri / virus / lieviti /ecc.); questi ultimi sono veicolati molto spesso da questo particolato sospeso nell'aria che viene fermato dalla mascherina Sekura.

### Istruzioni per l'uso


Posizionare il lato in garza verso l'esterno, la barretta Nosefit verso l'alto modellandola sulla forma del naso. Poiché è una mascherina usa e getta, quando è sporca utilizzarne una nuova

### Avvertenze

Non usare se si manifestano fastidi o sintomi di allergia sulla pelle. Usare questo prodotto solo per l'uso indicato, ogni altro uso è da considerarsi improprio e potenzialmente pericoloso.

### Descrizione grafica

La figura 1 seguente mostra nel dettaglio le principali parti del dispositivo



**Figura 1:** descrizione del dispositivo "Mascherina Sekura Medical

### Dati tecnici:

*Materiale filtrante:* Tessuto non tessuto (TNT)

*Materiale involucro esterno:* PET

*Numero strati materiale TNT:* 3

*Peso:* 3 g/pz (± 0,2 g)

*Peso confezione da 7 pz:* 24 g (± 0,5 g)

*Peso confezione da 3 pz:* 11,5 g (± 0,3 g)

*Norma di riferimento:* UNI EN 149:2001 + A1:2009 R-NR

*Grado di protezione:* FFP3

Dati commerciali

Formati disponibili:

- Confezione da **3 pz**

Ean: 8006320054848

Cod. GA0613800

Display box: 20 pz.

- Confezione da **7 pz**

Ean: 8017331028421

Cod. GA0615700

Display box: 10 pz.