

**To:** 5.1.2e 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e [ 5.1.2e @rivm.nl]; support.lcc[ 5.1.2e @rivm.nl]  
**From:** 5.1.2e 5.1.2e  
**Sent:** Mon 3/22/2021 3:00:52 PM  
**Subject:** RE: Compatibele naalden en spuiten  
**Received:** Mon 3/22/2021 3:00:52 PM

Ja inderdaad dat bedoel ik, excuus.

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Verzonden:** maandag 22 maart 2021 15:59  
**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**CC:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; support.lcc < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Onderwerp:** RE: Compatibele naalden en spuiten

5.1.2e

Volgens mij bedoel je BD toediensspuiten stoppen met uitleveren en starten met uitleveren van Sol-M luer lock syringe, 1ml LSM180001PP toedien spuiten, klopt dat?

BD safety needle leveren we al een tijdje niet meer uit aan de GGD.

Alleen GGD's of voor alle kanalen?

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Sent:** maandag 22 maart 2021 15:43  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; support.lcc < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Subject:** RE: Compatibele naalden en spuiten

Beste 5.1.2e

Zoals besproken:

BD safety needle stoppen met uitleveren en starten met uitleveren van MLS safety needles en MLS 1ml spuiten.

Ik zal zorgen voor communicatie tekst.

5.1.2e

---

**Van:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Verzonden:** zondag 21 maart 2021 21:01  
**Aan:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**CC:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; support.lcc < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Onderwerp:** FW: Compatibele naalden en spuiten

5.1.2e

Zie onderstaande opmerking. Wat kunnen we adviseren?  
 Hebben we Sol spuiten om af te leveren?

5.1.2e

---

**From:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdhn.nl>  
**Sent:** zondag 21 maart 2021 17:30  
**To:** 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @rivm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e < 5.1.2e @ggdhn.nl>; 5.1.2e 5.1.2e < 5.1.2e @ggdhn.nl>  
**Subject:** FW: Compatibele naalden en spuiten

Beste 5.1.2e

Graag aandacht voor de mail hieronder. Blijkbaar gaat er iets mis met de compatibiliteit van naalden en spuitten ...

Kunnen jullie dit bij jullie bekende specialisten onderbrengen?

Zoals beschreven hebben wij nog genoeg voor vandaag en morgen, maar dan moet er nieuw komen, en graag degene die passen op elkaar ...

Thanks

Met vriendelijke groet,

5.1.2e  
5.1.2e  
T 5.1.2e | E 5.1.2e @ggdhm.nl | RVE Corona

Van: 5.1.2e

Verzonden: zondag 21 maart 2021 12:45

Aan: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ggdhm.nl>

CC: 5.1.2e 5.1.2e <5.1.2e @ggdhm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @ggdhm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @ggdhm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @ggdhm.nl>

Onderwerp: Compatibele naalden en spuitten

Hoi 5.1.2e

Hieronder het verhaal uit de richtlijn. In Leiden wordt nu gewerkt met Sol veiligheidsnaalden in combi met BP toedieningsspuitten: ook die passen niet goed op elkaar: naalden vallen van spuitjes af met als gevolg verhoogd risico op prikaccidenten, vaccinverlies en cliënten die meerdere malen geprikt moeten worden.

In Alphen staat nog een flinke voorraad BP veiligheidsnaalden: ik laat in Alphen voldoende achter voor t/m dinsdag. De rest neem ik nu mee naar Leiden 2400 stuks: daarmee hebben ze iig voor vandaag en een waarschijnlijk ook voor morgen.

Heb zojuist Gouda ook nog even aan de telefoon gehad: zij hebben nog ongeveer 3600 naalden van BD.

Te bespreken met RIVM: (als jij dat wilt doen)

- Signaal afgeven dat veiligheidsnaalden van BD niet lekker samengaan met 1 ml spuitjes van BD: naalden vallen er gemakkelijk af (risico prikaccidenten en vaccinverliezen)
- Vragen of er op korte termijn 1 ml spuitjes van Sol geleverd kunnen worden. En zo niet wat dan het advies is om bovenstaande risico's te minimaliseren.

## Bijlage 5. Beschikbare spuitten en naalden

Onderstaande producten worden door het RIVM geleverd. De combinatie naald-spuit is bij voorkeur van dezelfde producent. Dat zal niet altijd haalbaar zijn. Let op: de veilige toedieningsnaald (23G) van BD past niet op de toedieningsspuit (1 ml) van Sol-M met luer lock. De bevoorrading houdt hier in principe rekening mee.

### Botte optreksnaalden van 1,2 x 40 mm

BD Blunt Fill needle 18Gx1 ½# ref 303129



Sol-M blunt fill needle, 18G1 ½" LSM110022

**Optreksputen**

BD emerald syringe, 3 ml LS ref 302986



Sol-M luer lock syringe, 3 ml LSM180003

**Toedieningsputen**

BD plastipak syringe, 1 ml LS ref 303172



Sol-M luer lock syringe, 1 ml LSM180001PP

**Toedieningsnaalden van 0,6 x 25 mm**

BD eclipse needle 23G x 1# ref 305892



Sol-Care safety needle, 23G x 1" LSM2310



[Naar boven](#)

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

BIGNr 5.1.2e

GGD Hollands Midden, Jeugdgezondheidszorg / Team infectieziektenbestrijding

T 5.1.2e