

## Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

|  |         |
|--|---------|
| Datum                                  | 26-6-20 |
| Lotnummer                              | 100 014 |
| Leverancier/LCH-nummer                 |         |
| Productnaam of naam fabrikant          | STAXS   |
| Productiedatum                         | 4-20    |
| Type mondmasker (volgens de fabrikant) | KN95    |

| Q1 Particle Penetration 0,3 | Percentage | Type P1/P2/P3 |
|-----------------------------|------------|---------------|
| Masker 1                    | 90%   90%  |               |
| Masker 2                    | 97%   99%  |               |
| Masker 3                    | 96%   98%  |               |

| Q2 Fit test   | Zonder clip   |            | Met clip |            |
|---------------|---|------------|----------|------------|
|               | masker 1  | masker 2/3 | masker 1 | masker 2/3 |
| Testpersoon 1 | <10   | 30         | 18       | 18         |
| Testpersoon 2 | 18  | nd.        | 51       | 196        |
| Testpersoon 3 | 4,3   | <10        | 10       | 5,1        |
| FFP2          | <input type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS |            |          |            |

|                 |   |     |   |
|-----------------|---|-----|---|
| Q3 en Q4        | + | +/- | - |
| Oordeel RIVM    |   |     |   |
| Oordeel AH/TOXI |   |     |   |

| Artikelnummer VWS | Quality Check  | Uitleg indien ON HOLD: |
|-------------------|--|------------------------|
| 971               | <input type="checkbox"/> Goedgekeurd<br><input checked="" type="checkbox"/> Afkeur<br><input type="checkbox"/> On Hold |                        |

Algemene bevindingen:

2 compleet verschillende maskers in 1 lot -  
masker 1 → cruddende op fit.

| Logistiek | Aankruisen | Classificatie  | Clip (Ja/Nee) | Specs.      |              |
|-----------|------------|--|---------------|-------------|--------------|
|           |            |  |               | PFE         | FIT          |
| Mand 1    |            | Goedkeur: FFP2   |               | >94%        | >100         |
| Mand 2    |            | Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT                         |               | >94%        | 33<FIT<100   |
| Mand 3    |            | Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*                    |               | 80%<PFE<94% | >100         |
| Mand 4    |            | Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57) |               | 80%<PFE<94% | 33<FIT<100   |
| Mand 5    | X          | Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood                        | Ja            | >94%        | <33          |
| Mand 6    |            | Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood                        |               | 80%<PFE<94% | <33          |
| Mand 7    |            | Afkeur: Niet gebruiken   |               | < 80        | Ongeacht fit |

\* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

|                               |                     |            |          |
|-------------------------------|---------------------|------------|----------|
| Inkoopnummer                  |                     | LOT-nummer | 100 014. |
| Datum uitvoering check        | 26-6-20.            |            |          |
| Leveringsdatum                |                     |            |          |
| Leverancier                   |                     |            |          |
| Productnaam of naam fabrikant | StaxS. F-0170. KN95 |            |          |
| Productiedatum                | 4-2020              |            |          |
| Naam                          | 5.1.2e              |            |          |
| Functie                       | AH                  |            |          |
| Besproken met RIVM            |                     |            |          |

#### Advies:

Type masker bij uitgifte:

afneur.

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

|                                     |                             |   |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Technical data sheet aanwezig?      | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Garantiecertificaat aanwezig?       | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Declaration of conformity aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Oordeel van RIVM                    | Geen doe, geen norm.        |   |

#### Prestatie levering

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Oordeel arbeidshygiënisten | 2 compleet verschillende maskers.<br>1: onvoldoende op fit.<br>(doos 1). |
|----------------------------|--|

| BINNENDOOS/PLASTICZAK |   |
|-----------------------|---|
| 1                     | Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?<br>50.  |
| 2                     | Algemene indruk binnendoos/plasticzak?<br>(vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)<br><input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde<br><input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:<br><br><input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:  |
| 3                     | Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?<br>F-0170. KN95   |
| 4                     | Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?<br>Staxs.  |
| 5                     | Staat een CE merk op de doos/plasticzak?<br><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee   |
| 6                     | Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?<br><input type="checkbox"/> EN 149 (FFP)<br><input type="checkbox"/> N95<br><input type="checkbox"/> KN95<br><input type="checkbox"/> P2 (Australia)<br><input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea<br><input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW--<br><input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical)<br><input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical)<br><input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask)<br><input type="checkbox"/> GB2626-2006<br><input type="checkbox"/> Anders:....<br><input checked="" type="checkbox"/> Geen |
| 7                     | Is er een instructie bijgeleverd?<br><input type="checkbox"/> Staat op de doos<br><input type="checkbox"/> Los in de doos<br><input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt  |
| 8                     | Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.  |
| 9                     | Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee   |

**Bijzonderheden:**

| VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER |   |
|------------------------------------|---|
| 1                                  | Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee<br>Zo ja:  |
| 2                                  | Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk<br><input type="checkbox"/> Lastig<br><input type="checkbox"/> Moeilijk |
| 3                                  | Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:    |

**Bijzonderheden:**

LCH & VWS use only

| HET MASKER |  |
|------------|--|
| 1          | Algemene indruk masker?<br><input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde<br><input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  |
| 2          | Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos?<br><input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt<br><input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:<br>✶  |
| 3          | Wat staat er op het masker:<br>KNGS. of niets.   |
|            | Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat?<br><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.  |
|            | Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat?<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.   |
| 4          | Is de stof is non woven?<br><input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee  |
| 5          | Aantal lagen van het masker:<br><input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5  |
| 6          | Heeft het masker een nare geur?<br><input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee   |
| 7          | Hoe wordt masker op hoofd bevestigd?<br><input type="checkbox"/> Met hoofdbanden<br><input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken<br><input type="checkbox"/> Losse touwtjes  |
| 8          | Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast?<br><input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst<br><input type="checkbox"/> Erin gestanst<br><input type="checkbox"/> Gelijmd<br><input type="checkbox"/> Genaaid<br><input type="checkbox"/> Vast d.m.v.  |
| 9          | Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken?<br><input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast<br><input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem<br><input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los   |
| 10         | Neusstuk<br><input type="checkbox"/> Metaal in de stof<br><input checked="" type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof<br><input type="checkbox"/> Kunststof in de stof<br><input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant<br><input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt<br><input type="checkbox"/> Rubber strip<br><input type="checkbox"/> |

Bijzonderheden:

| DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
| 1                                    | Hoe past het masker op het gezicht?  | <input type="checkbox"/> Goed<br><input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin<br><input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken<br><input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen<br><input type="checkbox"/> |
| 2                                    | Waar ontsnapt lucht bij de leaktest  | <input type="checkbox"/> Niet<br><input checked="" type="checkbox"/> Neus<br><input checked="" type="checkbox"/> Kin<br><input type="checkbox"/> Zijkant<br><input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)  |
| 3                                    | Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? | <input type="checkbox"/> Ja<br><input checked="" type="checkbox"/> Nee<br><input type="checkbox"/> N.v.t.  |
| 4                                    | Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?  | <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek<br><input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift<br><input type="checkbox"/>   |
| 5                                    | Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min?                                   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja<br><input type="checkbox"/> Nee<br><input type="checkbox"/> N.v.t.  |
| 6                                    | Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?       |  |
| 7                                    | Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?                                  |  |

| Bij een chirurgisch masker |                      |                    |                                   |
|----------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Doos                       | Materiaal neusbeugel | Breedte neusbeugel | Lengte van het uitgeklapte masker |
| 1                          |                      |                    |                                   |
| 2                          |                      |                    |                                   |
| 3                          |                      |                    |                                   |
| 4                          |                      |                    |                                   |
| 5                          |                      |                    |                                   |
| 6                          |                      |                    |                                   |
| 7                          |                      |                    |                                   |
| 8                          |                      |                    |                                   |
| 9                          |                      |                    |                                   |
| 10                         |                      |                    |                                   |
| 11                         |                      |                    |                                   |
| 12                         |                      |                    |                                   |

Bijzonderheden:


**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

LCH & VWS use only

## Fittest by RIVM

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Datum        | 24-06-2020 / 25/6/20 |
| LOT/X-nummer | 100014               |

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Fit factor real time test < 10 | <input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip | <input checked="" type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam |
|--------------------------------|---|---|

| Tester:  | Zonder clip of kam |       | Met clip of kam                         |       |
|--|--------------------|-------|---|-------|
|  | Opmerkingen        | Score | Opmerkingen                             | Score |
| 1. <u>Miriam(1)</u>  | realtime           | <10   | zit te rum, realtime < 10<br>veeschuift | 8     |
| 2. <u>Wouter(2)</u>  | } zelfde masken    | 30    |   | 86    |
| 3. <u>Per (3)</u>  |                    | nd    |   | 196   |
| 4. _____   |                    |       |   |       |
| Algemeen:<br>(ruim, krap, etc)   |                    |       |   |       |
| Verschuift bij Up & Down/Bending?  |                    | ja    | nee                                     |       |
|  |                    |       | Is één clip voldoende?                  | ja    |
| Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)   |                    |       |   |       |
| <p>grote verschillen in ontwerp/bouw tussen don 1 en don 2 totaal andere masken</p>  <p>dit gaat wel na 3 minuten helemaal ademweerstand.</p> |                    |       |   |       |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Type FFP Masker         |  |
| Fit test (FAIL of PASS) |  |


**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.



## Fittest by RIVM

|              |          |
|--------------|----------|
| Datum        | 26/06/20 |
| LOT/X-nummer | 100 014  |

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Fit factor real time test < 10 | <input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip | <input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam |
|--------------------------------|---|--|

| Tester:  | Zonder clip of kam |       | Met clip of kam        |       |
|--|--------------------|-------|------------------------|-------|
|  | Opmerkingen        | Score | Opmerkingen            | Score |
| 1. 5.1.2e (1)  |                    | 18    |                        | 51    |
| 2. 5.1.2e (1)  |                    | 4,3   |                        | 10    |
| 3. _____   |                    |       |                        |       |
| 4. _____   |                    |       |                        |       |
| Algemeen:<br>(ruim, krap, etc)   |                    |       |                        |       |
| Verschuift bij Up & Down/Bending?  |                    |       |                        | JA    |
|  |                    |       | Is één clip voldoende? | Nee   |
| Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)                             |                    |       |                        |       |
|  |                    |       |                        |       |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Type FFP Masker         |  |
| Fit test (FAIL of PASS) |  |

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

## Fittest by RIVM

|              |              |
|--------------|--------------|
| Datum        | 26 juni 2020 |
| LOT/X-nummer | 100014       |

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Fit factor real time test < 10 | <input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip | <input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam |
|--------------------------------|---|--|

| Tester:  | Zonder clip of kam |       | Met clip of kam        |       |
|--|--------------------|-------|------------------------|-------|
|  | Opmerkingen        | Score | Opmerkingen            | Score |
| 1. 5.1.2e (3)  |                    | <10   |                        | 5,1   |
| 2. _____   |                    |       |                        |       |
| 3. _____   |                    |       |                        |       |
| 4. _____   |                    |       |                        |       |
| Algemeen:<br>(ruim, krap, etc)                           |                    |       |                        |       |
| Verschuift bij Up & Down/Bending?                        |                    |       |                        | Ja    |
|  |                    |       | Is één clip voldoende? | Nee   |
| Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is) |                    |       |                        |       |
|  |                    |       |                        |       |

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Type FFP Masker         |  |
| Fit test (FAIL of PASS) |  |

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

## Particle Penetration by Kalibra

|              |               |
|--------------|---------------|
| Datum        | 26-06-2020    |
| Inkoopnummer | 304684        |
| LOT/X-nummer | 100014 test 2 |

| Q1 Particle Penetration | Gemiddelde rendement $\geq 0,3$ | Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Masker 1                | 98%                             | Pass P2                      |
| Masker 2                | 99%                             | " P3                         |
| Masker 3                | 98%                             | " P2                         |

Ademweerstand:

|          | Gemeten (< Pa) | Eis (< Pa) | Conclusie |
|----------|----------------|------------|-----------|
| Masker 1 | 149            | < 240 Pa   | Pass      |
| Masker 2 | 110            |            | Pass      |
| Masker 3 | 107            |            | Pass      |

| Eindoordeel $\geq 0,3$ :  |
|---|
| Beoordeling op basis van masker met het laagste filterrendement.  |
| <input type="checkbox"/> fail<br><input type="checkbox"/> voldoet P1<br><input checked="" type="checkbox"/> voldoet aan P2<br><input type="checkbox"/> voldoet aan P3 |

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

## Particle Penetration by Kalibra

|              |            |
|--------------|------------|
| Datum        | 25-06-2020 |
| Inkoopnummer | 304684     |
| LOT/X-nummer | 100014     |

| Q1 Particle Penetration | Gemiddelde rendement $\geq 0,3$ | Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3 |
|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Masker 1                | 98%                             | Pass P2                      |
| Masker 2                | 97%                             | Pass P2                      |
| Masker 3                | 96%                             | Pass P2                      |

Ademweerstand:

|          | Gemeten (< Pa) | Eis (< Pa) | Conclusie |
|----------|----------------|------------|-----------|
| Masker 1 | 170            | < 240 Pa   | Pass      |
| Masker 2 | 100            |            | Pass      |
| Masker 3 | 97             |            | Pass      |

### Eindoordeel $\geq 0,3$ :

Beoordeling op basis van masker met het laagste filterrendement.

- fail  
 voldoet P1  
 voldoet aan P2  
 voldoet aan P3

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: \_\_\_\_\_ NEELEVAT  
 Datum: 18-06-2020  
 Aantal inkooporder/pakbon \_\_\_\_\_ Lotnummer 100.014

Aantal pallets

7

FCBU-865888-3

Totaal stuks

100.800

Aantal samples

3 (x50) = 50

Totaal aantal na samples

100.650.

Aantal per pallet

14.400

Aantal per doos

900

Aantal per verpakkingseenheid

50

Aantal komt overeen  
 met  
 inkooporder/pakbon

JA /  
 NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: \_\_\_\_\_

Paraaf: \_\_\_\_\_

Artikelnummer:

958

Inkooporder  
nummer

304684

LCH-nummer

LCH 2020-0076-08

Kwaliteitscontrole  
 RIVM

JA /  
 NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

Ingeboekt  
 door: