






Fittest by RIVM

Datum	13-07-2020; test 1 en 2. 14-07-2020; test 3.
LOT-nummer	100.067

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 	Doos 1		Met clip	41
2. 	Doos 2	-		46
3. 	Er staat op het masker geen lot ofzo gedruk meestal staat dat er wel, wel een KN95 stempel.	x		12
4. 				
Algemeen: (ruim, krap, etc)			Zit erg strak met een clip. Eerste meting score 5.0 toen 2 ^e gedaan omdat deze erg ver van de andere resultaten aflicht, de 2 ^e score ingevuld.	
Verschuift bij Up & Down/Bending?			Is één clip voldoende?	
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
				

Type FFP Masker	FFP2
Fit test (FAIL of PASS)	FAIL