

Beoordelingsformulier voor de spattest

| | |
|---|------------|
| Datum | 01-07-2020 |
| Inkoopnummer (indien bekend) | |
| Lotnummer/X-nummer/Z-nummer | 1750-7 |
| Leverancier/Afzender | |
| Productnaam of naam fabrikant | |
| Type mondkmasker (volgens de fabrikant) | |

Conditionering (indien van toepassing):

| | | |
|---------------------------------------|--|------------------------------|
| Conditionering uitgevoerd | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nee |
| Aanvang conditionering (Datum & tijd) | 30-06-2020 / 15:45 | |
| Einde conditionering (Datum & tijd) | 01-07-2020 / 13:31 | |

Spattest

Er worden bij voorkeur 32, maar minimaal 16, maskers getest. Maximaal 3 (32 maskers), en 2 (16 maskers) fails worden geaccepteerd voor een pass.

| Masker | Pass | Fail | Masker | Pass | Fail |
|--------|-------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 17 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 18 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 19 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 20 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 21 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 22 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 23 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 24 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 26 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 27 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 28 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 29 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 30 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 31 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 32 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Aantal gemeten maskers: 32

Aantal fails: 0

Uitslag Spattest

PASS

FAIL