

Eindbeoordelingsformulier mondkmaskers FFP

Datum	13/6
Inkoopnummer	39860
Lotnummer	424
Leverancier	Stavbuzi
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	26-03-2020
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	958

	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen: Hoewel goed vloek penetrantiteit en fittest, blijkt met als hij 423 alut en versuutkenale maskers zijn. 73 g 423 was niet goed, dus ook versuutkenale maskers zijn 424 (voor zorg) Elastische laken makkelijk te lossen. Productie datum is gelijk met 423 en 424			
Particle Penetration	Testgemiddelde		
Algemene bevindingen:	$>0,3: 99,9\%$; $>0,5: 99,9\%$ Volledig aan P3-kenmerk		

Fit test	Zonder clip	Met clip
Test 1	12	97
Test 2	14	69
Test 3		
FFP-2 Pass level (Ja/Nee)	Ja; met clip	

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)
Artikelnummer VWS:
Algemene bevindingen:

Logistiek (aankruisen)	PFE	FIT	Classificatie	Clip (Ja/Nee)
Mand 1	>94%	>100	FFP2	
Mand 2	>94%	33<FIT<100	FFP2 met instructie over FIT	
Mand 3	80%<PFE<94%	>100	FFP1, filter van mindere kwaliteit	
Mand 4	80%<PFE<94%	33<FIT<100	FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT	
Mand 5	>94%	<33	Alleen uitleveren bij hoge nood	Ja
Mand 6	80%<PFE<94%	<33	Alleen uitleveren bij hoge nood	
Mand 7	<80%	Ongeacht fit	Niet gebruiken	

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	424
Datum uitvoering check	14/4/2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Stuurbus		
Productnaam of naam fabrikant	3D Nano Facia (Protective Mask)		
Productiedatum	26-03-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
Advies: Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	In principe voldoet het masker (penetratie a- fiteit met e(sp). Maar: zelfde productie- datum als lot 423. Niet alom fittest. Hier (423) bleek dat maskers in dozen verschillen. Geldt ook voor 424. Dus kan niet stabiele meting zijn. 5.1.2e alle maal een fite rand en zelfde oam, wel verschil in stof. beetst 423 (met grof e-fite) geeft door cap.
--------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	16
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3D Nano Facial Protective Mask.
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Starbuss
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☐ Ja ☐ Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☒ EN 149 (FFP) ☒ N95 ☒ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☒ GB2626-2006 ☐ Anders:.... ☐ Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☒ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	☒ Ja 5 years ☐ Nee

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? ☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? ☒ Ja, behalve op de afbeelding FFP ₂ R ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KN95 CE FFP ₂ R GB2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? ☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? ☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker: ☒ 1 uit ☒ 2 uit P.P. ☒ 3 uit ☒ 4 dun/respe ☒ 5 uit ☒ 6 uit 11-10-17
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☒ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☒ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☐ Goed stevig vast ☒ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk ☒ Metaal in de stof ☒ Metaal aan de buitenkant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

zie fittest.

Bijzonderheden:

Maskers van zelfde fabrikant en zelfde productie-datum als in lot 423. Deze maskers kwamen niet door de fittest. Het blijkt dat in 1 doos verschillende maskers (gaas aan buitenzijde) zit en verschillend uit. Bijna vlak tot diep gestructureerde blakjes. Ene masker lijkt ook stuffer aan de voeten dan andere maskers.

Aan de buitenzijde van doos en verpakking is niet eenvoudig het verschil te zien. Dit maakt selectie vooraf bijna niet mogelijk.

Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer	39861	LOT-nummer	424
Datum	14 apr 2020		
Productnaam	3D nano facial protective mask		
Leverancier	Starbuss		
Type mondmasker	KN95		

	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99,6 %	P3	99,9 %	P3
Masker 2	99,6 %	P3	99,8 %	P3
Masker 3	99,3 %	P3	99,9 %	P3
Totaal gemiddelde	99,5 %	P3	99,9 %	P3

Eindoordeel > 0,3

pass P3

Eindoordeel > 0,5

pass P3

Fittest by RIVM

Inkoopnummer	39861	LOT nummer	424
Datum	14-04-2020		
Productnaam	3D nano facial protective mask		
Leverancier	Starburn		
Type mondmasker	KN95		

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	pas p3

Gebruiker:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	12	97
5.1.2e	14	69

Opmerkingen		
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	ruim ruim	ok strak onder over
Verschuift bij Up & Down/Bending?	ja beetje	nee nee
Is één clip voldoende?		ja ja
Overige		

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

13-04-20

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

424

Aantal pallets

4

Totaal stuks

20160

Aantal per pallet

5760

Aantal per doos

576

Aantal per verpakkingseenheid

16

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per48
16

Artikelnummer:

971

Inkooporder nummer

39861

LCH-nummer

3057-23160-WHY0406

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

keuren als FFP2

ingeboekt door:

Locatie:

5.1.2h

2

Exemplaire pour
Exemplar voor
Exemplar fürdestinataire
geadresseerde
EmpfängerLETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR

AVC-2002

Code transporteur
Vervoerscode
Code FrachtführerNo
Nr1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
Absender (Name, Anschrift, Land)
UPS-SCS (Nederland) BV
Cessnalaan 45
1119 NK Schiphol-Rijk
Nederland

00072636

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)
Empfänger (Name, Anschrift, Land)
HALMA SOLUTIONS BV
BIJSTERHUIZEN 3007 G
6604LP WIJCHEN
NEDERLAND16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land)
Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
LEFFELAAR KLEINTRANSPORT
Aalsmeerderdijk 151
1438AX OUDE MEER NEDERLAND3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering
der goederen (plaats, land) / Auslieferungsart des Gutes (Ort, Land)
NL17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. montvast-
neming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)
NEDERLAND 13-04-2018 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder
Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers
11ms / 18009685 Documents annexés / Bijgevoegde documenten
Beigefügte Dokumente6 Marques et numéros / Merken en nummers
Kerzeichen und Nummern
55404219977 Nombre de colis / Aantal coli
Anzahl der Packstücke8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking
Art der Verpackung
35 KARTONS MASK9 Nature de la marchandise / aard der goederen
Beschreibung des Gutes10 No statistique / Statistisch
nummer / Statistiknummer11 Poids brut, kg / Bruto gewicht
in kg / Bruttogewicht in kg12 Contage m3 / Volume in m3
Umfang in m3

Totaal : 35 KARTONS

Centraal Boekhuis BV

Afd. Inkomende Goederen

Getekend voor aantal ontvangen pallets

2 x pallets

13 APR '20 13:30

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender
Anweisungen des Absenders
X019 Starbuss
Verplichtingsnummer:
3057-2316019 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
Besondere Vereinbarungen14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift
Frachtzahlungsanweisungen
☐ Franco / Frei
☐ Non franco / Niet franco / Unfrei

FRANCO

21 Etablie à / Opgemaakt te
Ausgefertigt in
SCHIPHOL-RIJK le / de
am 13-04-20

15 Remboursement / Rückerstattung

22 UPS-SCS (Nederland) BV
Cessnalaan 45
1119 NK Schiphol-Rijk
Nederland23 LEFFELAAR KLEINTRANSPORT
Aalsmeerderdijk 151

5.1.2e

24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen
Gut empfangen
Lieu / Plaats
Ort le / de
am

5.1.2e

Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel
van de afzender / Unterschrift und Stempel des AbsendersSignature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel
van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des FrachtführersSignature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel
van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers

Model IRU / Auteursrecht sVa / Stichting Vervoeradres - 's-Gravenhage

www.beurtvaartadres.nl

Tel. 088-55 22 111

Uitgave Beurtvaartadres

versie 3.2 Art. 322601

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingekreisten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

1-15 y compris et / inbegrepen
enrichielijk

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

