

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	12-04-2020
Inkoopnummer	600300682
Lotnummer	462
Leverancier	Halma
Productnaam of naam fabrikant	Starbess
Productiedatum	2020-03-26
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	99%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	te ruim	is
Testpersoon 2	te ruim	is
Testpersoon 3	te ruim	is
FFP2	☒ FAIL	☐ PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI		ok	-
Algemene bevindingen: Te sluchte f.f.			

Quality Check:	Uitleg indien On Hold:
☐ Goedgekeurd ☒ Afkeur ☐ On Hold	
Artikelnummer VWS	950.
Algemene bevindingen:	

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	Ja.	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

Fittest by RIVM

Datum	17-04-20
LOT/Z/X-nummer	lot 467

Tester:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	te ruim	15
5.1.2e	te ruim	159
5.1.2e	te ruim : real time check ca 10	24

	Opmerkingen	
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)		Jets aan de kleine kant 5.1.2e fin.
Vershuift bij Up & Down/Bending?		Nee
Is één clip voldoende?		Ja Ja.
Overige		trekt onder ore nae bereiden gaat bij praten naar bereiden glijdt

Type FFP Masker	2 7 3 10
FFP2 (FAIL of PASS)	fail

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	300682	LOT-nummer	467
Datum uitvoering check	17-4-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Starbus Halma		
Productnaam of naam fabrikant	Starbus		
Productiedatum	26-3-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
Advies: Type masker bij uitgifte: afkeur vanwege te slechte fit			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM	slechte fit	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	+ Prima materiaal - slechte fit.
--------------------------	-------------------------------------

! Bijzonder: op binnendoos staat dat 20x gerecycled wordt.

BINNENDOOS/PLASTICZAK			
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	16	
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☒ Extra stickers opgeplakt, nl: 16 pcs	
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3D Nano Facial Protective mask	
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Jiangxi Hornet Industrial Co.	
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	☒ Ja ☐ Nee	
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	☒ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☒ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☒ GB2626-2006 ☐ Anders:..... ☒ Geen NIOSH 95	
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☐ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt	
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	☐ Ja	☒ Nee ☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	☐ Ja	☒ Nee 26-3-2020

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? Zo ja:
☒ Ja ☐ Nee	
2	Hoe is de verpakking te openen?
☐ Gemakkelijk ☒ Lastig ☐ Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?
☒ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:	

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? ☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? ☒ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KN 95 GB2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? ☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? ☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker: ☒ 1 wit ☒ 2 wol ☒ 3 wit ☒ 4 plastic! ☒ 5 wol
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☐ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☒ Erop gestanst ☐ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk ☒ Metaal in de stof ☐ Metaal aan de buitenlant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☒ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☒ Niet ☒ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☒ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☒ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:

Particle Penetration by Kalibra

Datum	17 apr 2020
Inkoopnummer	300602
LOT /X /Z-nummer	LOT 467

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99	P3	100	P3
Masker 2	100	P3	100	P3
Masker 3	99	P3	100	P3
Totaal gemiddelde	99 %	P3	100 %	P3

Eindoordeel > 0,3

pass for P3

Eindoordeel > 0,5

pass for P3

300682

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

17-4

Aantal inkooporder/pakbon

88704

Lotnummer

467

Aantal pallets

13

Totaal stuks

~~88704~~

74304

Aantal per pallet

5760

Aantal per doos

576

Aantal per verpakkingseenheid

16

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

☒ JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per

48

16

Artikelnummer:

958

Inkooporder nummer

300682

LCH-nummer

3057-23160_why007

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

zending gemiddeld 2 laden

ingeboekt door:

Locatie:

5.1.2h

2

Exemplaire pour
Exemplar für

destinataire
geadresseerde
Empfänger

LETRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR

AVC

25

Code transporteur
Vervoerderscode
Code Frachtführer

No

Nr

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
Absender (Name, Anschrift, Land)
5.1.2e Logistics (Netherlands) B.V.
Care of: Halma Solutions BV
Shannonweg 11
1118 LA Luchthaven Schiphol
The Netherlands

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.



NL

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)
Empfänger (Name, Anschrift, Land)

Centraal Boekhuis
Laanakkerweg 14
4131 PB Vianen
The Netherlands

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoeder (naam, adres, land)
Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

Schiphol Express
Shannonweg 11
1118 LA Luchthaven Schiphol
The Netherlands

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)

Laanakkerweg 14
4131 PB Vianen

NL

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)

THE NETHERLANDS

17/04/20

5 Documents annexes / Bijgevoegde documenten
Beigefügte Dokumente

VERPLICHTINGENNUMMER: 3057-23160

AWB/INV

Dossier: 430/319328
Ref: REF 20032-5

6

Kenmerken en Nummers

7

Nombr de colis / Aantal coli

Anzahl der Packstücke

8

Mode d'emballage / Wijze van verpakking

Art der Verpackung

9

Nature de la marchandise / Aard der goederen

Bezeichnung des Gutes

10

No statistique / Statistisch

nummer / Statistieknummer

11

Poids brut, kg / Bruto gewicht

in kg / Bruttogewicht in kg

12

Cubage m3 / Volume in m3

Umfang in m3

999-76090486
TCG2004803AE

92

CTNS
Facial Mask

651,000

9,68

VERPLICHTINGENNUMMER: 3057-23160

LEVERANCIER: HALMA SOLUTIONS

PRODUCT CODE: X016 JELLE

QUANTITY IN PIECES: 52992 PCS

QUANTITY IN CARTON: 92 CTNS

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender
Anweisungen des Absenders

The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1).

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
Besondere Vereinbarungen

In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.:
5.1.2e logistics Netherlands

5.1.2e

20

Arrivée heure / Aankomsttijd

Aankomsttijd

5.1.2e

Adresse de chargement:

Ladadresse:

Ladadresse:

Adresse de déchargement:

Losadres:

Entladeadresse:

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift
Frachtzahlungsanweisungen

☐ Franco / Frei

☐ Non franco / Niet franco / Unfrei

21 Etablie à / Opgemaakt te
Ausgefertigt in

le / de
am

15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung

Luchthaven Schiphol 17/04/20

22

5.1.2e

Care of: Halma Solutions B
Shannon
1118 LA Luchthaven Schip
The Netherlands

23

Schiphol Express
Shannonweg 11
1118 LA Luchthaven Schiphol
The Netherlands

24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen
Gut empfangen

Lieu / Plaats
Ort

17 APR '20 12:41

Nabestellen: www.cmrconcurrent.nl
Tel. 085 - 27 34 999

1-15, 19 + 21 + 22

version 3.1 2205/13 model IRU

CMR
concurrent.nl

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être complétées par le transporteur / Die dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingetragenen Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders

Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers

Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers