

## Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	3-5
Inkoopnummer	301452
Lotnummer	723
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	Staubuss
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	g58

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	99%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	8	19
Testpersoon 2	10	11
Testpersoon 3	10	13
FFP2	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			
Oordeel AH/TOXI			
Algemene bevindingen: Fittest faalt. Neuskleem is slaf. Verseluitlenende maskers in de zakjes/steekjes			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

## Particle Penetration by Kalibra

Datum	4 mei 2020
Inkoopnummer	301452
LOT/X-nummer	723

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 2	99%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 3	99%	Pass P3	100%	Pass P3
<b>Totaal gemiddelde</b>	99%	Pass P3	100%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	105 Pa	< 240 Pa	Pass
Masker 2	106 Pa		Pass
Masker 3	115 Pa		Pass

<b>Eindoordeel &gt; 0,3</b>
Voldoet aan FFP3
<b>Eindoordeel &gt; 0,5</b>
Voldoet aan FFP3

## Fittest by RIVM

Datum	4/5/20
LOT/X-nummer	723

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input checked="" type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	---	---

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 5.1.2e	buil bedraat	8		19
2. 5.1.2e		-		11
3. 5.1.2e		10	dubbele clip	13
4.				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?		ja		
			Is één clip voldoende?	ja



Type FFP Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	723
Datum uitvoering check	5-4-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Starbuss		
Productnaam of naam fabrikant	3D Nano Facial Protective Mask		
Productiedatum	22/04/2020		
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
<b>Advies:</b>			
Type masker bij uitgifte:			

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	<p>Fittest jaakt. Weusklein is o'lap. Verschillende maskers in de zakjes de dozen. Particle penetration is wel goed.</p>
--------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>16</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)  <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>3D Nano Facial Protective Mask</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Starhaus</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>3 years</i> <input type="checkbox"/> Nee

## Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>Per 2 stuks</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk, <i>soms lastig</i> <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

## Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde, <i>waar</i> <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>- verschillende mondafmetingen</i> <i>- metalen oep aan buitenzijde</i> <i>- soms gaat elastiek parallel af. (as)</i>
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>zie boven</i> <i>op tekening neusstuk niet met stof.</i> <i>3 lippen bij rand</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>KN95</i> <i>GB2626-2006</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 met: <i>masker wit gewaarde</i> <i>masker</i> <i>wit</i> <i>wit PP</i>
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input checked="" type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <i>sommige (10)</i> <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

*zie fittest*

Bijzonderheden:

*Zowel met als zonder alip een mate fit. Neusleem is stop.*

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

03 09 - 2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

723

Aantal pallets | 14

Totaal stuks | 124.416

Aantal samples | 48

Totaal aantal na samples | 124.368

Aantal per pallet | 9.216

Aantal per doos | 576

Aantal per verpakkingseenheid | 16

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

 JA /  NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

950

Inkooporder nummer

301452

LCH-nummer

3057 - 23160 - STA 0502

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

5.1.2h

ingeboekt door:

destinataire geadresseerde Empfänger		LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		CMR	AVC	25 Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer	No Nr	ZZ400														
expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land) <b>APEX Global logistics</b> <b>Fokkerweg 300, Fokker 5</b> <b>1438 AN, Oude-Meer</b>				Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. <b>NL</b>  Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedepeerd ter gratie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.																		
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land) <b>Centraal Boekhuis</b> <b>Laanackerweg 14</b> <b>4131 PB Vianen</b>				16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) <b>DTDC</b>																		
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) <b>4131 PB Vianen</b>				17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)																		
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) <b>Oude Meer</b>				18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers <b>Loading ref :Halam Sunday delivery1</b> <i>Oub van contact en schade logistiek gekoken</i>																		
5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente <b>N/A</b>																						
6 Marques et numéros / Merken en nummers Kennzeichen und Nummern		7 Nombre de colis / Aantal colli Anzahl der Packstücke		8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung		9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Bezeichnung des Gutes		10 No statistique / Statistisch nummer / Statistieknummer		11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg		12 Cubage m3 / Volume in m3 Umlang in m3										
112-59316121				38		Pieces		259		kg												
112-59316106				179		Pieces		1233		kg												
				170																		
1 plr = niet vol mist 1 Doos																						
3 MAY '20 16:38																						
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders  <b>DEL REF: 112-59316121/ 112-59316106</b>  <b>Delivery sun 03/05/20</b>				19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen  By Signing this form, driver agrees on the security instructions attached																		
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen <input type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei				20 <table border="1"> <tr> <td>Arrivée heure / Aankomsttijd Ankomstzeit</td> <td>Depart heure / Vertrektijd Abfahrtszeit</td> <td>Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit</td> </tr> <tr> <td>Adresse de chargement: Laadadres: Ladadresse:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Adresse de déchargement: Losadres: Entladeadresse:</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Arrivée heure / Aankomsttijd Ankomstzeit	Depart heure / Vertrektijd Abfahrtszeit	Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit	Adresse de chargement: Laadadres: Ladadresse:			Adresse de déchargement: Losadres: Entladeadresse:		
Arrivée heure / Aankomsttijd Ankomstzeit	Depart heure / Vertrektijd Abfahrtszeit	Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit																				
Adresse de chargement: Laadadres: Ladadresse:																						
Adresse de déchargement: Losadres: Entladeadresse:																						
21 Etablie à / Opgemaakt te Amsterdam <b>Oude Meer</b> le / de am <b>16/03/20</b>				15 Reimbursement / Rükkerstattung <b>Centraal Boekhuis BV</b>																		
22 <b>Apex Global Logistics (NL) B.V</b> <b>Fokkerweg 300, Fokker 5</b> <b>1438 AN, Oude-Meer</b>  Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders				23 <b>03-05-20</b> <b>Driver</b> 5.1.2e <b>License plate</b> 5.1.2e <b>5.1.2e</b>				24 <b>03-05-20</b> <b>Merchandise</b> 5.1.2e <b>Location</b> 5.1.2e <b>5.1.2e</b>				25 <b>Centraal Boekhuis BV</b> <b>5.1.2e</b> <b>x pallets</b>  Signature et timbre du vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers Signature et timbre du destinataire / Geadresseerde / Unters										

Nabestellen: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999  
 Les parties endossées de l'onglet doivent être remplies par le transporteur / De dit onzijdige velden moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit dem gestrichelten Linien eingetragenen Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden  
 version 7.0 28/01/19 model IRU  
 To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders  
 logistiekconcurrent.nl  
 de toestaatverzantter voor de logistiek