

**Beoordeling face masks 1 mei 2020**

Testcentrum LCH

Inleiding

Op 30 april heeft het RIVM twee ademhalingsbeschermingsmaskers ontvangen van het FIOD om te beoordelen op kwaliteit.

Aangeleverde documentatie:

- Algemene beschrijving van Face masks N95/FFP2/KN95 face mask (1 pag)
- Certificate of Compliance Protective mask model DF-9506 DF9507 DF9508 DF9509 DF-9610 (1 pag)
- Certificate of compliance Disposable mask KN95 (class of device: FFP2 NR D) (1 pag)
- Sales contract no BD20200317SC (1 pag)
- Sales contract no BD20200707SC (1 pag)
- Factuur FFP-2 doc-006-01, doc-006-02, doc-006-03 (3 pag)
- Factuur FFP-2 EN149:2001+A1:2009, doc-007-01, doc-007-02 (2 pag)

Aangeleverde maskers:

1. Tekst op verpakking: KN95, FFP2, EN149:2001+A1:2009. 10 stuks per verpakking, tekst op masker KN95 stuks (zie foto's bijlage 1: KN95 masks Guzhen Zhicheng Arts and Crafts Co., Ltd)
  - Tekst op verpakking KN95, 4 stuks, tekst op maskers op maskers FFP2 (KN95), EN149:2001+A1:2009, 4 stuks. De Chinese standaard met daarachter het type masker (KN90, KN95 of KN100), bijvoorbeeld "GB2626-2019 KN95 (zie foto's bijlage 2: Protective mask Anhui Province Dongfa medical Co., Ltd)

Beoordeling:

Check of notified body (nummer) op de Nando website staat en of deze organisatie de producten mag testen aan de daarvoor geldende eisen (zoals voor FFP aan de eisen uit 2016/425) [https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=country&dir\\_id=155501&pro\\_id=155512&prc\\_anx=103](https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&sort=country&dir_id=155501&pro_id=155512&prc_anx=103)

Op beide Certificate of Compliance (ECM) staat de Notified Body (ECM), deze Notified body is niet gemachtigd om te testen aan de daarvoor geldende eisen volgens 2016/425 personal protective equipment.

Zie ook:

<https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4089-verdachte-certificaten>

<https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe>

(p.p.s. ECM heeft een tijd de gelegenheid geboden aan wie het maar wilde om zelf een certificaat in te vullen. Fabrikanten kunnen dus te goeder trouw gehandeld hebben.)

**FFP Mondmaskers**

<b>Productnaam of naam fabrikant</b>	KN95 masks Guzhen Zhicheng Arts and Crafts Co., Ltd
<b>Type mondmasker (volgens de fabrikant)</b>	KN95

**Indicatieve particle penetration test**

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	100%	Pass als FFP3

**Indicatieve fit test**

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	-	68
Testpersoon 2	-	10

<b>Testpersoon 3</b>	-	10
<b>FFP2</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>FAIL</b>	<input type="checkbox"/> <b>PASS</b>

#### FFP Mondmaskers

<b>Productnaam of naam fabrikant</b>	Protective mask Anhui Province Dongfa medical Co., Ltd
<b>Type mondmasker (volgens de fabrikant)</b>	KN95

#### Indicatieve particle penetration test

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	46	Fail

Indicatieve PPT <80% dan geen fit test.

Bijlage 1:KN

s and Crafts Co., Ltd.



**Bijlage 2: Protective mask Anhui Province Dongfa medical Co., Ltd**

