

Fittest by RIVM

Datum	1 mei 2020
LOT/X-nummer	X133 (FIOD 3)

Fit factor real time test < 10	☒ Ja, test alleen met Clip	☐ Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. <u>E</u>	Real-time fit < 10		Zit redelijk; wel stugge stof	35
2. <u>C</u>	Real-time fit < 10			16
3. <u>R</u>	Real-time fit < 10		Zware adem weerstand; lekkage bij neus	37
4. <u></u>	Zeer slechte fit, dus alleen met clip testen			
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?			Bij grimas	ja
			Is één clip voldoende?	ja



- zwaar in de ademweerstand; lichtelijk buiten adem na afloop test
- Uitademen; lekkage bij de neus
- zonder clip geen goede fit realiseerbaar

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is): →
lekkage bij neus !

Type FFP Masker	FFP2
Fit test (FAIL of PASS)	Pass met clip