

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	01-05-2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	X124 – FIOD-04
Leverancier	AOTING - Guangzhou Hongying
Productnaam of naam fabrikant	KN95 filter type / EN149: 2001+A1: 2009 FFP2NR
Productiedatum	Niet op doos; kaartje in doos: 2020001
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2 - 958

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	97 %	P2
0,5	99 %	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	Real-time < 10	24
Testpersoon 2	Real-time < 10	10
Testpersoon 3	Real-time < 10	10
FFP2	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Algemene bevindingen: Fittest faalt. Neusklem laat gemakkelijk los, zit scheef links/rechts, rand van masker is op meerdere maskers niet in tact. Verschil in afmetingen tussen de maskers. Verfrommeld masker. Notified body 0105 bestaat niet.

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit