

To: 5.1.2e 5.1.2e @hospitainer.com]
 Cc: 5.1.2e 5.1.2e @hospitainer.com]; 5.1.2e @hospitainer.com]; 5.1.2e @hospitainer.com]; 5.1.2e @hospitainer.com]; 5.1.2e @minvws.nl]; 5.1.2e ,
 5.1.2e @hospitainer.com]; 5.1.2e @minvws.nl]
 From: 5.1.2e 5.1.2e)
 Sent: Mon 5/18/2020 2:00:50 PM
 Subject: Ventilation/oxygen concentration for SMMC/Statia
 Received: Mon 5/18/2020 2:00:51 PM
[Covid Ventilator Meeting Minutes 4-11-20 \(002\) \(002\).docx](#)

Hoi 5.1.2e

I include the assessment of the ventilator set up (diamedica helix and glostavent and oxygen concentrator) by the hospital on St Maarten (also in attachment). To clarify point 14 below, Draeger Savina ventilators have been sent ass well.

- 12) Happv ventilators do not have the parameters which are needed to provide care to Covid patients.
 14) Draeger ventilators run only for oxygen supply pressure of 2.7 – 6 bar. Provided Oxygen concentrators for tent only produce upto 1.38 bar. SMMC needs to find alternative oxygen supply (safe for in tent) or other ventilators

They have not taken these machines in use, so I am looking for an alternative use of the glostavent: just using the oxygen-concentrator for oxygen therapy by nasal cannula. You will look into possibilities for this without dismantling the whole machine ☺.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Crisisteam Caribisch Nederland

5.1.2e
Programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 Parnassusplein 5 | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
 T (+31) 6 5.1.2e
 E 5.1.2e @minvws.nl
www.rijksoverheid.nl

Van: 5.1.2e <5.1.2e @hospitainer.com>
 Verzonden: maandag 18 mei 2020 14:50
 Aan: 5.1.2e 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
 CC: 5.1.2e @hospitainer.com; 5.1.2e @hospitainer.com; 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>;
 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e) <5.1.2e @minvws.nl>
 Onderwerp: Re: Zuurstof concentrators Statia

Beste 5.1.2e ,

Het originele bedoeling voor de beademing was als volgt:

1 x oxygen concentrator zou d.m.v. een 3 way splitter, 3 x portable ventilators bedienen.
 De Glostavent Anesthesie systeem (inclusief zijn eigen zuurstof concentrator) is een stand-alone unit voor gebruik met 1 patiënt.

Ik heb de fabrikant gesproken en ze adviseren de zuurstof concentrator niet uit de Glostavent te halen:

QUOTE:

With regards removing the oxygen concentrator from the Glostavent Helix is not something we recommend as there is quite a lot involved, especially if you want to use this a concentrator for oxygen therapy.

For instance the Warranty would be void.

To remove the concentrator involves

- Removing the UPS
- Removing the shelf
- Removing all the sides off the concentrator
- Un bolt the concentrator
- Block up the air and oxygen lines
- Replace the UPS
- Connect wheels to concentrator

It is possible but as you can see there is a lot involved and would have to have a very comprehensive work instruction to follow.

Please let me know if this helps

Kind regards

5.1.2e

Diamedica
END QUOTE

Ze vertelde dat het minimaal drie weken zouden kosten voor dat ze en handleiding klaar zou hebben. Laat mij dus weten als je hiermee verder wil gaan.

Verder heb ik de user en service manuals erbij gedaan voor de zuurstof concentrator.