

To: [redacted] [redacted] [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Wed 7/29/2020 8:25:18 AM
Subject: FW: Kwaliteit 1e levering FFP2 maskers
Received: Wed 7/29/2020 8:25:19 AM
[Length Measurement of Elastic Band FFP2.xlsx](#)
[Fittest NB - TC-2-B1 - 20200728.pdf](#)
[10.1 TC-2-B1 Leaflet NL COVID19 Rev1 20200611.docx](#)

Hi [redacted]

Onderstaand ook ter informatie, graag wil ik de AFPRO casus nog even verder met je doorspreken.

Groeten,

[redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 17:12
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: FW: Kwaliteit 1e levering FFP2 maskers

Beste [redacted]

Hierbij de aanvullende informatie.

Graag je reactie mede ook op basis van je gesprek met [redacted]

Groeten, [redacted]

Van: [redacted] <[redacted]@afprofilters.com>
Verzonden: dinsdag 28 juli 2020 16:50
Aan: [redacted] <[redacted]@afprofilters.com>; [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@lchulpmiddelen.nl>
Onderwerp: FW: Kwaliteit 1e levering FFP2 maskers

Goedemiddag [redacted]

Ik wil bij deze de kwaliteitsopmerkingen, welke beschreven staan in het rapport, puntsgewijs behandelen.

- **Breken van de elastieken.** Het masker is voorzien van een ander elastiek dan men gewend is op een Aura van 3M. De maximale "elongation" is bij dit elastiek een stuk kleiner. Daardoor kan meer kracht ontstaan op de laspunten van de elastieken. Om dit te voorkomen kun je het masker het beste opzetten zoals aangegeven in de hernieuwde instructie.
- **Lekkage gedurende de fittest.** We hebben sterk het vermoeden dat onze instructies niet duidelijk genoeg zijn gebleken, waardoor er rond de neus lekkage kan optreden. Het horizontaal buigen van de neusvleugel en voorvormen is hierbij essentieel. Ter verduidelijking hebben we de werkinstructie aangepast en een (amateur) video instructie gemaakt. Een juist samenspel van de aluminium strip en de pakking van PVC schuim zorgen voor volledige lekdichtheid. Komende donderdag zullen we hiermee een professionele video maken. Daarnaast is er op dit moment een bedrijf gespecialiseerd in handleidingen en toegepaste visuals bezig om dit middels illustraties ook onmiskenbaar duidelijk te maken. De eigen video is te vinden middels onderstaande Wetransfer link:

[redacted]
 5.1.2h

- Als "bewijs" van de lekdichtheid heb ik vandaag nog een extra fittest uitgevoerd met een willekeurig masker. Het resultaat hiervan is in de bijlage te vinden.
- **Lengte van de elastieken.** Vanwege het werken met voorspanning in de materialen is het niet mogelijk om zonder kleine afwijking te werken. De las-locatie en de lengte van de elastieken is daar een element in. Het maakt daarin niet uit dat de las

van het elastiek samenvalt met de las van de rand van het masker. Deze wordt door ons als niet kritisch gezien wanneer deze binnen de bandbreedte valt. Bijgaand een Excel heet met een van onze productiechecks. Let op! Er is bewust gekozen voor een verschil in lengte tussen het boven- en onder elastiek.

- **Print op het masker;** deze is aangepast naar "Marking COVID 19"
- We verwachten positieve resultaten van de notified body BSI binnen 2 weken.

Hopende je op deze manier correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e



Clean air, our care

5.1.2e

AFPRO Filters

5.1.2e [@afprofilters.com](mailto:afprofilters.com)

Berenkoog 67 Alkmaar Netherlands

5.1.2e

www.afprofilters.com | [General Conditions](#)



Nu uit voorraad leverbaar:

Hoog efficiënte mondkmaskers geproduceerd door AFPRO Filters Alkmaar

From: 5.1.2e <5.1.2e [@lchulpmiddelen.n](mailto:lchulpmiddelen.n)>

Sent: vrijdag 24 juli 2020 13:54

To: 5.1.2e <5.1.2e [@afprofilters.com](mailto:afprofilters.com)>; 5.1.2e <5.1.2e [@afprofilters.com](mailto:afprofilters.com)>

Cc: 5.1.2e <5.1.2e [@lchulpmiddelen.n](mailto:lchulpmiddelen.n)>; 5.1.2e [@rvo.n](mailto:rvo.n)

Subject: Kwaliteit 1e levering FFP2 maskers

Beste 5.1.2e

Goed jullie vanmiddag telefonisch gesproken te hebben. We hebben de eerste levering van de FFP2 maskers in goede orde ontvangen (type TC-2-B1). In de bijlage deel ik een testrapport van RIVM met jullie.

Graag ontvangen wij op korte termijn de documentatie en testrapporten behorende bij deze levering.

Ik stel voor dat wij maandagmiddag 15:00 uur met elkaar bellen om dit verder inhoudelijk te bespreken.

Ik wens jullie een goed weekend toe en tot maandag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

5.1.2e