

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @rivm.nl;
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 2/19/2020 10:29:43 AM
Subject: RE: swabs
Received: Wed 2/19/2020 10:29:44 AM
[Instructie afname van monsters voor 2019-nCoV_final.pdf](#)
[Bijlage 5. Afnametechniek versie2](#) [redacted] 5.1.2e [pptx](#)

Hoi [redacted] 5.1.2e,

Dat is er niet in praktische vorm waarbij verhouding GLY en lucht in een buis niet te groot wordt. Ook niet bij Copan, de leverancier van swabs en UTM. Er is instructie hoe je dat moet doen. In een ppt op de website en verspreid naar GGDen en in een brief die in pakketje naar GGDen gaat. Bijgevoegd. Huisartsen ondervinden daarbij geen enkel probleem. Na instructie GGDen, zij ook niet.

Eea staat op [redacted] 5.1.2h

Cc aan alle dienstdoende virologen zodat zij ook vragen hierover kunnen beantwoorden.

Mvg

[redacted] 5.1.2e

From: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Sent: woensdag 19 februari 2020 11:13
To: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>; [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @rivm.nl>
Subject: swabs

De nasopharynx watten schijnen niet in de buisjes te passen
De inkeping voor afbreken zit kennelijk iets te hoog waardoor het stokje niet in de buis past
Of het buisje is te kort, het is maar hoe je het bekijkt
Kunnen we er bij de volgende bestelling van materialen even naar kijken of er een goede combinatie te vinden is