

Loodsrapport van

5.1.2h

Inslag Nr.: 87320

Dossier Nr.: 66847

Datum: 22-03-2020
Klant: ERASMUS MEDISCH CENTRUM
Autonr.: BH47ESB /
Referentie: CAPGO 756-69341775

Goederen omschrijving: CHIRURGISCHE MONDKAPJES
Aantal colli: 48000 PCS
Aantal pallets: Hoeveelheid per pallet: -
Bruto gewicht: 0 KG
Containers:

Staat van de goederen: goed

Aantal stuks met schade: -

Schade:

Lot nr.:

Hout / Plastic / Euro pallet:

Prod. Datum:

Gelost door:

T.H.T.

Geteld door:

5.1.2e

Palletfactor

Overige opmerkingen:

2 pallets

20 dozen

24 dozen in eendoos

100 stuks perdoos

Gelost in vak/loods/stelling: 4 /

Opmerkingen voordat er gelost gaat worden:

20 dozen met 24 dozen per omdoos en 100 stuks per doos

ATTENTIE CHAUFFEURS:

VOOR AANVANG VAN HET LOSSEN AAN DE RAMPEN 1 T/M 4
EERST EEN WIELKEG VOOR DE WIELEN LEGGEN !!!!!!!!!!!!!!!

Exemplaire pour le destinataire • Exemplaar voor geadresseerde • Exemplar für Empfänger

278076101

LETTRE DE VOITURE • VRACHTBRIEF • FRACHTBRIEF  B N° FEB 142175560

1434-3

1 Expéditeur ou commissionnaire (nom, adresse, Etat) • Afzender of commissaris (naam, adres, Staat) • Absender oder Spediteur (Name, Anschrift, Staat)

BE GRACE-HOLLOUVE
4 PX 100
BE 4460

5

Transporteur principal (nom, adresse, Etat) • Hoofvervoerder (naam, adres, Staat) • Hauptverfrachter (Name, Anschrift, Staat) (Kernzettel)
H. ESSELS TRANSPORT COMPANY NV V51769
Transportdaan 4
B - 3600 GENIK

PL. NIR. TRAKT. - KAM.

NR. OPL. - AHW.

6 Ondervervoerder (naam, adres, Staat) • Subvervoerder (Name, Anschrift, Staat) • Unterfrachthaber (Name, Anschrift, Staat) (Kernzettel)
BUYESB 1-8DK-505

7 Opzeggende vervoerder (naam, adres, Staat) • Opzeggende Frachthaber (Name, Anschrift, Staat) • Opzeggende Frachthaber (Name, Anschrift, Staat) (Kernzettel)
BUYESB 1-8DK-505

8 Plaats aflevering van de goederen • Afschepplaats • Abgabeort (Kernzettel)
D: 00:25
H: 23:25

D: 00:25

H: 23:25

9

Plaats aflevering van de goederen • Afschepplaats • Abgabeort (Kernzettel)
D: 00:25
H: 23:25

10 Bepalende Gitter (af, Anzahl, Brutto- of Nettogewicht, Verpackung, Kennzeichen und Bez.)
356-6934 4775, 2 PALLETS 20 OTNS 220 KGS
(DONATION CARPAG)

11 Bepalende Gitter (af, Anzahl, Brutto- of Nettogewicht, Verpackung, Kennzeichen und Bez.)
SEAL: SCIEL ML 15669

LAADPLAATS		GELADEN	
EUROPALETS	800 X 1200		
GITTERBOXEN	1000 X 1200		
ANDERE			

LOSPLAATS		GELADEN	
EUROPALETS			
GITTERBOXEN			
ANDERE			

12 Lokaal of andere afbepalingen • Plaats en datum van opmaak • Afdatungszeit und Ort
4460 GRACE-HOLLOUVE 21.03.2000

13 Insinuaties als verpakkend • Insinuaties van de afzender • Anmerkungen des Absenders
Contre emballage • Onder verpakking • Gegen Nachnahme
Rachtes pakketten vullen • Transporten legen pakken • Zurückverpacken der neuen Verpackungen

14 Lokaal of andere afbepalingen • Plaats en datum van opmaak • Afdatungszeit und Ort
4460 GRACE-HOLLOUVE 21.03.2000

15 Lokaal of andere afbepalingen • Plaats en datum van opmaak • Afdatungszeit und Ort
4460 GRACE-HOLLOUVE 21.03.2000

16 Lokaal of andere afbepalingen • Plaats en datum van opmaak • Afdatungszeit und Ort
4460 GRACE-HOLLOUVE 21.03.2000

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e

02 425 68 00
02 425 05 69E-mail: febeta@febeta.be
http://www.febeta.be

• Nadruk verboden op grond van het M.B. van 8/8/2002 • Reproduction interdite sur base de l'A.M. du 8/8/2002 • Nachdruck verboten gemäß ministeriellem Erlass vom 8/8/2002

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer	87320
Leverancier	Merve Medikal
Productnaam	
Datum	23-03-2020
Naam	5.1.2e
Functie	5.1.2e 5.1.2e
Besproken met RIVM	5.1.2e
Advies: Type masker bij uitgifte: Chirurgisch mondmasker, niet spatbestendig	

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☒ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	
--------------------------	--

BINNENDOOS		
1	Aantal maskers per binnendoos?	100
2	Algemene indruk binnendoos? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos?	
4	Welke leverancier staat op de binnendoos?	Milkon
5	Staat een CE merk op de doos?	☒ Ja ☐ Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos?	☐ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☐ Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	☒ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos?	☒ Ja ☐ Nee
9	Staat er een expiratie datum op <i>binnendoos</i> (shelf life max. 5 jaar)	☐ Ja ☒ Nee

Bijzonderheden:

- Geen EN normering
- Onduidelijk of het type I of type II is → oordeel type is I

	VERPAKKING OM HET MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☐ Ja	☒ Nee
	Zo ja:		
2	Hoe is de verpakking te openen?	☒ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk	
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☒ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:	

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? ☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto op de binnendoos? ☒ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: N.v.t.
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? N.v.t.
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker: ☐ 1 ☒ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☒ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☒ Met hoofdbanden ☐ Met oor elastieken ☐
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☐ Erop gestanst ☒ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk aan de binnenzijde? ☒ Metaal ☒ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☒ Slechte aansluiting bij wangen
2	Waar ontsnapt lucht bij de leakttest	☐ Niet ☐ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant ☒ N.v.t.
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☒ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:











