

Inslag-melding van : 5.1.2h

Bestemd voor: ERASMUS MEDISCH CENTRUM
 Ebweg 7
 2991LS BARENDRECHT

Datum: 24-03-2020 Dossier: 66864 Auto nr.: V-061-HN /
 Vervoerder: BERGMAN CLINICS Inslagbon: 87359 Factuurref: BERGMAN CLINICS
 Afzender: BERGMAN CLINICS

Goederen voor uw rekening en risico gelost en opgeslagen in onze loods:

Artikelomschrijving	Document	Referentie Locatie	aantal verpakking	Netto	Bruto
ON HOLD		BERGMAN CLINICS	25000 PCS 1 pallets	0	0
<u>Totaal</u> Aantal:	25000	Lotnummer			
Pallets:	1	Produktiedatum			
Netto:	0	T.H.T.			
Bruto:	0	Pallet factor			
		Soort pallet			

Opmerkingen

1 PALLET
 50 DOZEN PER PALLET
 1 DOOS A 10 KARTONS
 1 KARTON A 50 STUKS
 25.000 STUKS TOTAAL

Met vriendelijke groeten,
 Koolwijk Op- en Overslag B.V.

5.1.2e

Loodsrapport van

5.1.2h

Inslag Nr.: 87359

Dossier Nr.: 66864

Datum: 24-03-2020
 Klant: ERASMUS MEDISCH CENTRUM
 Autonr.: V-061-HN /
 Referentie: BERGMAN CLINICS

Goederen omschrijving: CHIRURGISCHE MONDKAPJES
 Aantal colli: 500 PCS
 Aantal pallets: Hoeveelheid per pallet: -
 Bruto gewicht: 0 KG
 Containers:

Staat van de goederen:

Aantal stuks met schade:

Schade:

Lot nr.:

Hout / Plastic / Euro pallet :

Prod. Datum:

Gelost door:

T.H.T.:

Geteld door:

Palletfactor:

Overige opmerkingen:

50 dozen
 10 kartons per doos
 50 stuks per karton
 250.000 stuks totaal

Gelost in vak/loods/stelling:

Opmerkingen voordat er gelost gaat worden:

AANTAL + SOORT GOEDEREN CONTROLEREN AUB

ATTENTIE CHAUFFEURS:

**VOOR AANVANG VAN HET LOSSEN AAN DE RAMPEN 1 T/M 4
 EERST EEN WIELKEG VOOR DE WIELEN LEGGEN !!!!!!!!!!!!!!!**

PAKBON

BERGMAN
C L I N I C S

Bergman Hoofdkantoor
Bergman Hoofdkantoor
T.a.v. --

inslog nr: 87354.

naarden

Klantnummer : 0010
Ordernr. : 20202180
Referentie : ministerie
Expediteur : Bergman Kliniek

Ord.dat. : 24-03-2020
Pakbondatum : 24-03-2020
Verzenddatum : 24-03-2020

Artikel code	Omschrijving	Verp. eenheid	Geleverd	Backorder
BKN-2000-1826	3M™ Chirurgisch masker type II met latexvrije bandjes, 50st	1 doos	500	

Bij vermissing of schade, binnen 24 uur melden bij logistiek (5.1.5@bergmanclinics.nl)

Afgeleverd door:
Afd Logistiek
Bergman Clinics Nederland BV

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer of Gift-nummer	87359 87359
Leverancier	3M 3M
Productnaam	Standard Earloop Face Mask Standard Earloop Face Mask
Datum	26-3-2020
Naam	5.1.2e
Functie	5.1.2e
Besproken met RIVM	5.1.2e 5.1.2e
Advies:	ROEDGELEEND
Type masker bij uitgifte:	Chirurgisch mondkapje type I

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Algemeen Chirurgisch type I masker	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	Te gebruiken als chirurgisch mondmasker Type II, <u>niet</u> spatbetendig.
--------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 50
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? 3M Standard Filter Face Mask BFE 99%
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? 3M
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input checked="" type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) Type II <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee 2022-12-11

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: <i>Geen tekst</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden: *Met een stripje ~~in~~ neusstuk zit los in masker, want verover geen belemmering voor de fit.*

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:



