

Loodsrapport van

5.1.2h

Inslag Nr.: **87385**Dossier Nr.: **66875**Datum: **25-03-2020**Klant: **ERASMUS MEDISCH CENTRUM**Autonr.: **/**Referentie: **ESSERS 756-6934-0950**Goederen omschrijving: **ON HOLD**Aantal colli: **50000** PCS *243000*Aantal pallets: *—* Hoeveelheid per pallet: **-**Bruto gewicht: **0 KG**

Containers:

*1000/doors**11 + 16 + 11 + 12
= 50*

Staat van de goederen:

Aantal stuks met schade:

Schade:

Lot nr.: _____

Hout / Plastic / Euro pallet : _____

Prod. Datum: _____

Gelost door: _____

T.H.T. _____

Geteld door: _____

Palletfactor _____

Overige opmerkingen:

Gelost in vak/loods/stelling:

Opmerkingen voordat er gelost gaat worden:

ATTENTIE CHAUFFEURS:**VOOR AANVANG VAN HET LOSSEN AAN DE RAMPEN 1 T/M 4
EERST EEN WIELKEG VOOR DE WIELEN LEGGEN !!!!!!!!!!!!!!!**

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inslagnummer	07385
Leverancier	minION
Productnaam	Chitin Haze Protective Mask
Datum	25-3-2020
Naam	5.1.2e
Functie	
Besproken met RIVM	
Advies:	AFGEKEURD
Type masker bij uitgifte:	

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Oordeel van RIVM	Afkeur	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	Daily protective mask, dat is een toe op masker staat N95 en dat is misleidend voor zorgmedewerker.
--------------------------	--

1 2 3
 1 2 3
 1 2 3

VERPAKKING OM HET MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	☒ Ja ☐ Nee
Zo ja:		
2	Hoe is de verpakking te openen?	☒ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af: ☒ nvt

Bijzonderheden:

Wat staat op individuele verpakking masker?
 N95
 GB/T 32610-2016. Tech. spec. of daily protective mask.
 expir date: 2023 02 05
 95% (2)

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☐ Ruimte bij de kin ☒ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☒ Neus ☐ Kin ☐ Zijkant
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☐ Masker blijft op zijn plek ☒ Masker verschuift ☐ Masker valt af

Bijzonderheden:

De ^{strook} ~~rand~~ boven het ~~ms~~ metaal is breed.
 Hierdoor lek.



