

Antwoord VWS mbt herverwerking

- Het RIVM doet onderzoek naar herverwerkingsmethoden van mondkapjes. Deze methoden kunnen worden toegepast indien er dringende tekorten aan mondkapjes zijn.
- Dit onderzoek op herverwerking richt zich op methoden die in veel ziekenhuizen beschikbaar en geaccepteerd zijn voor dieper reinigen (o.a. waterstofperoxide, stoom, gammastraling)
- Daarnaast richt dit onderzoek alleen op FFP2 mondkapjes en een beperkt aantal types die veel gebruikt worden in ziekenhuizen.
- Andere vormen van herverwerking, waaronder UV-straling, en type mondkapjes vallen door beperkte onderzoekscapaciteit voorlopig buiten de scope van dit onderzoek.

Waterstofperoxide

- De resultaten van het onderzoek laten zien dat de FFP2 mondkapjes (type 3M 8822) na sterilisatie met waterstofperoxide hun vorm behouden en voldoende in staat bleken om deeltjes tegen te houden. Dit proces kon tot maximaal twee keer plaatsvinden met hetzelfde masker.
- In dit onderzoek heeft RIVM alleen gekeken naar zogenaamde FFP2 mondkapjes en daarvan slechts naar één type (3M 8822).
- Het OMT heeft deze resultaten besproken en ziet hierin een oplossing bij dringende tekorten.

Stoomsterilisatie

- De resultaten van dit onderzoek laten zien dat stoomsterilisatie bij 121 graden eveneens tot een acceptabele kwaliteit leidt. Met stoomsterilisatie kunnen mondmaskers maximaal eenmaal gesteriliseerd worden.
- In dit onderzoek heeft RIVM alleen gekeken naar zogenaamde FFP2 mondkapjes en daarvan slechts naar één type (3M 1862+).
- Het OMT heeft deze resultaten nog niet besproken.

Andere methoden

- Het RIVM rapporteert op hun website zodra er nieuwe testinformatie beschikbaar is; <https://www.rivm.nl/documenten/hergebruik-ffp2-mondmaskers>
-

Standpunt VWS

- VWS onderschrijft het standpunt van het OMT. Bij dringende tekorten is herverwerking van mondkapjes een oplossing.
- Dit geldt alleen voor de methoden van herverwerking waarnaar het RIVM onderzoek heeft gedaan en ook het OMT een positief oordeel over heeft gegeven (op dit moment: waterstofperoxide; *stoomsterilisatie 121 graden volgt*).
-
- Zorginstellingen moeten uiteindelijk zelf een goede afweging maken of zij van deze methode gebruik willen maken in geval van acute nood.
- Ziekenhuizen zijn zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een procedure om te zorgen dat mondmaskers veilig worden ingezameld en niet vaker dan toegestaan (of veilig) is worden hergebruikt.

- Dit geldt ook als zij de methode willen toepassen op andere type mondkapjes die buiten de resultaten van het RIVM onderzoek vallen.
-