

Materialen

	Sentibibu		Kas di kuido	
	22 van de 22 bedden Covid zorg^		22 van de 81 bedden Covi	
	aanwezig	nodig	aanwezig	nodig
Infuuspompen (Volumetrisch)	10	12		22
Infuuspompen (Spuut)	3	19		22
Flowmeter zuurstof	10	12		
Flowmeter lucht	3	19		
tensie meters (Dynamap)	2	2	2	10
tympanische thermometers	3	1	2	10
saturatie meters	3	1	2	5
zuurstofflessen op standaard met klokken			2	22
infuuspalen	?	10?		22
O2 brillen				
zuurstofmaskers				
Infuussystemen				
Catheters				
Zuurstofflessen				

*nu gerekend met 1 spuitpomp en perfusorpomp per bed. Op advies van 5.1.2e en 5.1.2e

^22 op basis van berichtgeving vanuit CBT om alle bedden in Sentebibu gereed te maken voor COVID zorg

^^ 22 bedden voor Kas di Kuido gebaseerd op.....dat we 1/4 van de bedden gereed maken voor zorg. Indien

een spuit pomp en een perfusor pomp is het zelfde !!!!!!! Daar zit dus mogelijk een probleem
 een perfusor pomp is een spuit pomp Perfusor Space genaamd de andere is een volumetrische pom

Totaal nodig	
d zorg^^	44 bedden Covid zorg mogelijk
totaal nodig	Omschrijving
34*	infuuspompen; volumetrisch
41*	infuuspompen; spuit
12	flowmeters; zuurstof
19	flowmeters; lucht
12	bewakingsmonitoren; multiparameter
11	thermometers; oor
6	pulsoxymeters
22	reducereventielen; medische gassen (incl flowmeter)
32	
Afhankelijk van verwacht aantal patiënten en verbruik / patient gedurende opname (gemiddeld	
Afhankelijk van verwacht aantal patiënten en verbruik / patient gedurende opname (gemiddeld	
Afhankelijk van verwacht aantal patiënten en verbruik / patient gedurende opname (gemiddeld	
Afhankelijk van verwacht aantal patiënten en verbruik / patient gedurende opname (gemiddeld	
voor de 22 bedden Kas di Kuido; 60l fles/dag * aantal patiënten * aantal ligdagen (gemiddeld 2	

st) is de inschatting gemaakt dat dit ook 1 pomp per 3 bedden kan zijn. Dan worden het aantal benodigde sp

CBT adviseert dat er dit meer moeten zijn, dan dus nog extra materiaal nodig. Is dit af te stemmen op algem

p infusomat Space P genaamd

Fabrikant	Type	
B.Braun	Infusomat Space P	Let op: Voeding en paalklem bestellen per pomp
B.Braun	Perfusor Space	Let op: Voeding en paalklem bestellen per pomp
Technologie Medicale	RTM3 O2 0-15lpm	Let op: Muuraansluiting DIN
Technologie Medicale	RTM3 AIR 0-15lpm	Let op: Muuraansluiting DIN
GE Healthcare	Carescape Dinamap V100	Let op: Spo2 module extra optie meenemen, Spo2 N
Covidien	Genius 3	
Mindray	PM 60	Let op: Spo2 type Nellcor
GCE Group	Mediselect II O2 Pin Index	Atrikelcode GCE: 720129

e opnameduur NL 23 dagen)
e opnameduur NL 23 dagen)
e opnameduur NL 23 dagen)
e opnameduur NL 23 dagen)
3 in NL)

uit en perfusorpompen respectievelijk 8 (ipv 34) en 13 (ipv 41)

ene ramingen waarbij er x ziekenhuisbed / inwoner beschikbaar moet zijn?

ellcor type