



检验检测报告 Test Report



防伪查询网址: www.gttc.net.cn
 Anti-counterfeiting Enquiry
 防伪码: URGP-7125-24
 Anti-counterfeiting Code



No:200025513

Page 1 of 3
共 3 页 第 1 页

委托单位 Client	福建恒安集团有限公司 Hengan Group 地址: 福建省泉州晋江市五里工业园区长安路恒安科技楼 Address: Wuli Industrial Zone, Jinjiang City, Fujian Province		
客户认定 信息 Client provided info	心相印医用外科口罩 XCJ010 30 个 Mind Act Upon Mind disposable surgical mask 5.1.1c 商标 Brand : 心相印 Mind Act Upon Mind 号型规格 Specification: 17.5cm×9cm(±0.5cm)		
检验性质 Test Nature	委托检测 On request	样品受理/测试开始日期 Test start day	报告签发日期 Report day
判定依据 Test Subject	YY 0469-2011 《医用外科口罩》《Surgical mask》		
综合检验 结论 Conclusion	—		
检验检测 结果 Test Result	检验检测项目 Test items	判定依据 Test Subject	判定 Result
	细菌过滤效率 Bacterial filtration efficiency	YY 0469-2011	符合 Match
	外观 Appearance	YY 0469-2011	符合 Match
	结构与尺寸 Structure and Size	YY 0469-2011	符合 Match
	鼻夹 Metallic strip	YY 0469-2011	符合 Match
	口罩带 Mask ties	YY 0469-2011	符合 Match
	合成血液穿透 Synthetic Blood Penetration Resistance	YY 0469-2011	符合 Match

	颗粒过滤效率 Particle filtration efficiency	YY 0469-2011	符合 Match
	标志 Sign	YY 0469-2011	符合 Match
备注 Remarks	<p>本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行（有注明的除外）。 The tests in this report are under a standard condition (Unless specified).</p> <p>复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。 Copy of this report without a stamp is invalid.</p> <p>本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。 The tests of this report are conducted at No. 1 Zhujiang Road, Panyu District, Guangzhou Province, China.</p>		

签发: 方明 工程师

Signature:

5.1.2e

5.1.2e

总部: 广州市番禺区珠江路1号

花都实验室: 广州市花都区狮岭镇旗岭南滨西路1号

电话:020-61994598/61994599

电话:020-37721161




样品图片 Sample Picture

No:200025513

共 3 页 第 2
页

Page 2 of 3





检验检测报告附页

Test Report Appendix (电子版)

No: 200025513

Page 3 of 3

共 3 页 第 3

页

检验检测项目 Test item (计量单位) (Measure unit) [样品识别] [Sample identification]	测试方法 Test method	标准值及允差 Standard Value and Tolerance	检验检测结果 Test result	判定 Result	备注 Remarks
●细菌过滤效率 (%) Bacterial filtration efficiency (%)	YY 0469-2011 附录 B Appendix B 测试菌种: 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus ATCC 6538 测试面积 Test area: 40cm 气体流速 Gas flow rate: 28.3L/min 平均颗粒直径 Average particle diameter: 3.0 μm 阳性质控值 Positive QC value: 1.9×10 CFU 阴性质控值 Negative QC value: <1CFU	≥95	BFE 99.7 BFE 99.4 BFE 99.6	符合 Match	
●外观 Appearance	YY 0469-2011 5.1	按标准 4.1 条要求 Based on requirement of standard 4.1	符合要求 Match the requirement	符合 Match	
●结构与尺寸 Structure and Size	YY 0469-2011 5.2	按标准 4.2 条要求 Based on requirement of standard 4.2	结构: 符合要求 尺寸(cm): 长 宽 1# 17.6 9.1 2# 17.7 9.1 3# 17.6 9.1	符合 Match	
●鼻夹 Metallic strip	YY 0469-2011 5.3	按标准 4.3 条要求 Based on requirement of standard 4.3	符合要求	符合 Match	
●口罩带 Mask ties	YY 0469-2011 5.4	按标准 4.4 条要求 Based on requirement of standard 4.4	符合要求	符合 Match	
●合成血液穿透 Synthetic Blood Penetration	YY 0469-2011 5.5	口罩内侧面不应出现渗透	未渗透 Not penetrated	符合 Match	

Resistance	合成血液表面张力 Surface tension of Synthetic Blood:0.042N/m	。The mask inside should not penetrate.			
●颗粒过滤效率 (%) Particle filtration efficiency (%)	YY 0469-2011 5.6.2 气体流量:30L/min Gas flow 气溶胶颗粒:NaCl Aerosol particles 气溶胶浓度:15mg/m Aerosol concentration 温度:23.1℃ Temperature 相对湿度:36.0% Relative humidity	≥30	最小值 98.22 Minimum Value	符合 Match	
●标志 Sign	YY 0469-2011 6	按标准第 6 章要求 Based on requirement on Chapter 6	符合要求 Match	符合 Match	注 Note
备注 Remarks	注: 该项目不包括内容真实性的核实。 Note: This item does not verify the Authenticity of the content.				

-----End of Report-----

——本报告结束——

总部: 广州市番禺区珠江路1号
花都实验室: 广州市花都区狮岭镇旗岭河西路1号

电话:020-61994598/61994599
电话:020-37721161